

INVACARE BORA REFRESH

Dati Cliente / Rivenditore autorizzato

ragione sociale

indirizzo

email

num telefono

Dati Utente

Nome & Cognome

indirizzo

email

num telefono



Comando Touch Screen REM400



Codici N.T. (configurazione standard):

ASA0064 INVACARE BORA REFRESH

La configurazione standard comprende tutti i codici in scheda contrassegnati dal simbolo ◆

INVACARE BORA REFRESH Costruzione Speciale

Quotazione su richiesta

Prezzo al pubblico

€ 4.950



12.21.27.009
12.24.03.115
12.24.06.163
12.24.06.172
12.24.06.175
18.09.39.103 + aggiuntivi

Nr. Rep. DM: 126728/R

Completa la carrozzina scegliendo tra le altre opzioni disponibili identificate dai simboli sottostanti (tutte le dimensioni hanno una tolleranza di ±10 mm). Presta sempre attenzione alle note a fianco

Casella da barrare ◆ Configurazione Standard ○ Opzioni senza sovrapprezzo

Configurazione di serie

Basculamento elettrico da 0° a 20°

Comando con **elettronica di ultima generazione Invacare LINX** programmabile in bluetooth

Innovativa **seduta Modulite**

Batterie 50 Ah sigillate al GEL

Motori 6 km/h SSD

Caricabatteria da 8 A (200-250 V)

LINX

Leggere sempre le note a fianco



Invacare LINX è la prima ed unica elettronica interamente integrata, espandibile e costantemente aggiornabile senza modifiche all'hardware. Programmazione smart in bluetooth. Regolazioni, diagnostica e telemetria sono tutti parametri visualizzabili realtime su smartphone o PC.

(1) Completa la seduta Modulite

(1a) Scegli colore carena copri batterie

- | | | |
|--|--|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> ASA0242 Blu notte perlato | | <input type="radio"/> |
| <input type="checkbox"/> ASA0243 Grigio metallo | | <input type="radio"/> |
| <input type="checkbox"/> ASA0224 Nero | | <input type="radio"/> |
| <input type="checkbox"/> ASA0204 Rosso ciliegia | | <input type="radio"/> |

- | | | |
|--|--|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> ASA0222 Bianco artico | | <input type="radio"/> |
| <input type="checkbox"/> ASA0248 Verde lime | | <input type="radio"/> |
| <input type="checkbox"/> ASA0279 Giallo | | <input type="radio"/> |

(1b) Scegli colore Telaio

- | | |
|---|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ASA0228 Nero | <input checked="" type="radio"/> |
| <input type="checkbox"/> ASA0252 Bianco | <input type="radio"/> |

ASA2100 Innovativa **seduta Modulite** ◆

ASA2110 Base fissa larga 430 mm (fianchetti ulteriormente allargabili di 50 mm) ◆

ASA2111 Base telescopica ○

(1c) Scegli larghezza seduta Modulite telescopica pre-impostata di fabbrica a...

ASA2121 380 mm (fianchetti ulteriormente allargabili di 50 mm) ○

ASA2122 430 mm (fianchetti ulteriormente allargabili di 50 mm) ◆

ASA2123 480 mm (fianchetti ulteriormente allargabili di 50 mm) ○

ASA2124 530 mm (fianchetti ulteriormente allargabili di 50 mm) ○

(1d) Scegli profondità seduta pre-impostata di fabbrica a ...

ASA2132 410 mm ○

ASA2134 460 mm ◆

ASA2136 510 mm ○

(2) Completa la seduta con cuscini e schienali

(2a) Scegli cuscino seduta

ASA2142 Matrx Flo-tech Lite ◆

ASA2143 Matrx Flo-tech Contour Visco 430 x 430 mm (peso max utente 125 kg) € 100

ASA2147 Matrx Libra € 629

ASA2144 Matrx Vi profondità seduta da 460mm (tessuto Mesh) € 629

(2b) Tubi schienale Modulite fissa

ASA2161 Tubi schienale altezza fissa 480 mm, estraibili, per seduta Modulite fissa e reclinazione meccanica ◆

(2c) Scegli i tubi dello schienale con Modulite telescopica



Personalizza la tua carrozzina con colori e configurazioni fuori listino grazie ad Invacare UNIQUE. Per scoprire di più scrivi ad italia@invacare.com
Base Fissa regolabile da 440 a 480 mm tramite allargamento dei braccioli. Regolabile in profondità da 410 a 510 mm.
Base telescopica con larghezza regolabile a 330/430/480/530 mm + 50 mm con allargamento braccioli regolabile in profondità da 410 a 510 mm.

Con braccioli rientranti la larghezza seduta per la modulite telescopica può essere ridotta fino a un minimo di 330.
Profondità seduta regolabile in continuo attraverso scorrimento del gruppo schienale sulle guide della seduta.



E' possibile completare seduta e schienale della carrozzina con i sistemi di postura Bodypoint e Invacare Matrx. Scarica su www.invacare.it o fatti inviare gratuitamente i cataloghi dedicati.

Bodypoint matrx
SEATING SERIES

Lo schienale Flex3 è allargabile in maniera indipendente rispetto alla seduta
Per scoprire di più sul nostro schienale posturale Flex3 rigido o tensionabile collegati al sito dedicato <http://www.rea.invacareproducts.com/italia-it/>



INVACARE BORA REFRESH

<input type="checkbox"/>	ASA2163	Tubi schienale corti 480 mm, compensazione in lunghezza in reclinazione	○
<input type="checkbox"/>	ASA2162	Tubi schienale lunghi 540 mm, compensazione in lunghezza in reclinazione per Flex3 e Matr	◆
<input type="checkbox"/>	ASA2107	Aggiunta manopole	◆
<input type="checkbox"/>	ASA2108	Senza manopole	○
(2d) Scegli il tipo di schienale			
<input type="checkbox"/>	ASA2171	Schienale Tensionabile	◆
<input type="checkbox"/>	ASA2179	Schienale Flex3 tensionabile senza cuscino	€ 150
<input type="checkbox"/>	ASA2172	Schienale Flex3 scocca rigida senza cuscino	€ 100
<input type="checkbox"/>	ASA2173	Schienale Flex3 scocca rigida con cuscino Laguna	€ 150
<input type="checkbox"/>	ASA2174	Matrx Posture Back, altezza 400 mm tessuto Mesh	€ 807
<input type="checkbox"/>	ASA2175	Matrx Posture Back, altezza 500 mm tessuto Mesh	€ 807
<input type="checkbox"/>	ASA2176	Matrx Elite Back, altezza 500 mm tessuto Mesh	€ 807
<input type="checkbox"/>	ASA2177	Matrx Elite TR, altezza 500 mm tessuto Mesh	€ 807
<input type="checkbox"/>	ASA2178	Matrx Elite Deep, altezza 500 mm tessuto Mesh	€ 850
<input type="checkbox"/>	ASA2170	Solo tubi schienale per montaggio di schienali posturali	○
(2e) Tipo di fodera e rivestimento per schienali non Matr			
<input type="checkbox"/>	ASA2151	Tessuto nero	◆
<input type="checkbox"/>	ASA2152	Dartex nero	○
<input type="checkbox"/>	ASA2153	LK, fodera nera con cuciture arancioni	○
(2f) Scegli il tipo di bracciolo			
<input type="checkbox"/>	ASA2191	Braccioli a "T" estraibili allargabili di + 25 mm per lato regolabili in altezza da 290 a 360 mm	◆
<input type="checkbox"/>	ASA2181	Braccioli a "T" estraibili regolabili in altezza da 340 a 400 mm	○
<input type="checkbox"/>	ASA2183	Braccioli a "T" rientranti internamente di 25 mm per lato	○
<input type="checkbox"/>	ASA2193	Braccioli FlipUp ribaltabili regolabili in altezza e angolazione	€ 90
(2g) Scegli il tipo di imbottitura			
<input type="checkbox"/>	ASA2195	Imbottitura corta 325 mm, regolabile in profondità 50 mm	◆
<input type="checkbox"/>	ASA2196	Imbottitura lunga 375 mm, regolabile in profondità 50 mm	€ 50
<input type="checkbox"/>	ASA2197	Imbottitura ergonomica 397 mm, regolabile in profondità di 50 mm	€ 50
(3) Scegli Accessori seduta			
<input type="checkbox"/>	ASA1350	Poggianuca sagomato, regolabile in altezza, profondità ed inclinazione	€ 150
<input type="checkbox"/>	ASA1427	Poggiatesta con supporti mandibolari, regolabile in altezza, profondità, lateralmente e inclinazione	€ 240
<input type="checkbox"/>	ASA1432	Poggiatesta con alette parietali regolabile in altezza, profondità, lateralmente e inclinazione	€ 240
<input type="checkbox"/>	ASA2323	Poggiatesta Elan 150 mm completo	€ 360
<input type="checkbox"/>	ASA2324	Poggiatesta Elan 255 mm completo	€ 360
<input type="checkbox"/>	ASA2322	Poggiatesta Elan 355 mm completo	€ 360
<input type="checkbox"/>	ASA2325	Poggiatesta Occipitale Elan 130x180 completo	€ 360
<input type="checkbox"/>	ASA2326	Poggiatesta Occipitale Elan 305x200 completo	€ 360
<input type="checkbox"/>	ASA2327	Poggiatesta Elan a 4 punti 280x255 completo	€ 460
<input type="checkbox"/>	ASA1495	Solo barra tensore schienale per seduta telescopica diametro 22	€ 30
<input type="checkbox"/>	ASA1446	Pelotte toracali (paio) rivestite in Dartex, supporto lungo	€ 140
<input type="checkbox"/>	ASA1445	Pelotte toracali (paio) multiregolabili in profondità, altezza, inclinazione rivestite in Dartex	€ 200
(4) Scegli le Regolazioni della seduta			
<input type="checkbox"/>	ASA1091	Basculamento meccanico da 0° a 20° con madrevita	○
<input type="checkbox"/>	ASA1092	Basculamento elettrico da 0° a 20° gestito da comando elettronico	◆
<input type="checkbox"/>	ASA1093	Basculamento elettrico da 0° a 30° con spostamento del Centro di Gravità	€ 700
<input type="checkbox"/>	ASA1094	Elevazione della seduta di 300 mm + basculamento elettrico da 0° a 30° e compensazione	€ 1.400
<input type="checkbox"/>	ASA0975	Reclinazione schienale meccanica a passi fissi 0° - 30° (ogni 3,75°)	◆
<input type="checkbox"/>	ASA0977	Reclinazione schienale elettrica da 0° a 30°	€ 400
(5) Scegli Pedane & poggipiedi			
<input type="checkbox"/>	ASA0526	Pedane ad angolo fisso a 80°	◆
<input type="checkbox"/>	ASA0529	Elevabili manualmente con manopola con poggipolpacci articolati	€ 150
<input type="checkbox"/>	ASA0503	Elevabili meccanicamente da 90° a 65° Vari F senza poggipolpacci	€ 150
<input type="checkbox"/>	ASA0531	Elevabili elettricamente da 0° a 80° ADE con poggipolpacci articolati	€ 900
<input type="checkbox"/>	ASA0512	Poggipiedi ribaltabili regolabili in altezza	◆
<input type="checkbox"/>	ASA0504	Poggipiedi ribaltabili, regolabili in altezza ed inclinazione (flesso-estensione)	€ 50
<input type="checkbox"/>	ASA0513	Poggipiedi ribaltabili, regolabili in altezza, inclinazione e profondità (articolati)	€ 80
<input type="checkbox"/>	ASA0522	Poggipiedi unico regolabile in altezza e in inclinazione (flesso-estensione)	€ 250
(6) Scegli altri tipi di Motori & Batterie			
<input type="checkbox"/>	ASA1282	Motori 6 km/h SSD obbligatori se in combinazione con lifter	◆
<input type="checkbox"/>	ASA1283	Motori 10 km/h SSD	€ 150
<input type="checkbox"/>	ASA1257	50 Ah sigillate al GEL	◆
<input type="checkbox"/>	ASA1389	Caricabatteria da 10 A (220-250 V)	€ 100
<input type="checkbox"/>	ASA1343	OptiCharge Charger 8A	◆
<input type="checkbox"/>	ASA1313	OptiCharge Charger 10A (tempo di ricarica ridotto del 20%)	€ 100
(7) Scegli Ruote e Ammortizzazione			
<input type="checkbox"/>	ASA0290	Cerchione Bianco	€ 50
<input type="checkbox"/>	ASA0292	Cerchione Argento	◆

Braccioli con seduta telescopica sono scorrevoli in maniera indipendente sulle guide laterali. Regolazioni in altezza dei braccioli misurati dalla base della seduta, senza cuscino.

Per i braccioli a "T" estraibili e allargabili +25 mm per lato e in altezza da 290 a 360 mm misurati dalla base seduta senza cuscino



Dettaglio bracciolo a compensazione ed imbottito

Poggianuca reg. in altezza, profondità ed inclinazione. Poggiatesta reg. in altezza, profondità, lateralmente e inclinazione. Cover in Dartex. Barra tensore schienale Flex 3 rigido o con schienale Matr.

Poggiatesta posturale Elan
Cod. N.T. 18.09.39.027
Supporti per anca multiregolabili
Cod N.T. 18.09.39.139 al paio

Basculamento elettrico a 30°, elevazione della seduta di 300 mm solo con Modulite telescopica.

Reclinazione elettrica solo con Modulite Telescopica

Con caricabatterie da 10A il tempo di ricarica si riduce del 20%!

INVACARE BORA REFRESH

<input type="checkbox"/>	ASA0291	Cerchione Nero	○
	(7a) Scelta ruote anteriori		
<input type="checkbox"/>	ASA0835	9" pneumatiche nere	◆
<input type="checkbox"/>	ASA0836	9" piene (anello pieno) nere	€ 80
<input type="checkbox"/>	ASA0828	8" antifuoristrada (sigillate) nere	○
	(7b) Scelta ruote posteriori & sospensioni		
<input type="checkbox"/>	ASA0714	12,5 x 2,25 pneumatiche nere	◆
<input type="checkbox"/>	ASA0715	12,5 x 2,25 piene (anello pieno) nere, solo con cerchione Argento	€ 80
<input type="checkbox"/>	ASA1264	Sospensioni a molla posteriori color grigio	◆
<input type="checkbox"/>	ASA1265	Sospensioni a molla posteriori rinforzate, color nero	○
<input type="checkbox"/>	ASA1417	Parafanghi neri per ruote posteriori	€ 80
	(8) Scegli Optional & Accessori		
<input type="checkbox"/>	ASA1205	Routine antiribaltamento	◆
<input type="checkbox"/>	ASA1367	Sistema luci a bulbo con fari e frecce anteriori snodate e posteriori fisse	◆
<input type="checkbox"/>	ASA1437	Sistema luci a LED con fari e frecce anteriori e posteriori fisse	€ 120
<input type="checkbox"/>	ASA1493	Ganci di fissaggio a 4 punti Posteriore e anteriore (per blocco in auto la carrozzina senza occupante)	◆
<input type="checkbox"/>	ASA1494	Ganci per ancoraggio. Obbligatorio Poggiatesta secondo ISO7176-19:2001	€ 200
<input type="checkbox"/>	ASA1329	Cintura di contenimento con chiusura a scatto, fissata sullo schienale	€ 50
<input type="checkbox"/>	ASA2113	Cintura di contenimento con chiusura a scatto, elastica e fissata sulle guide laterali della seduta	€ 80
<input type="checkbox"/>	ASA2701	Cintura Bodypoint Evoflex a 2 punti, Large, attacco Rehab Latch	€ 140
<input type="checkbox"/>	ASA2702	Cintura Bodypoint Evoflex a 2 punti, Media, attacco Rehab Latch	€ 140
<input type="checkbox"/>	ASA2703	Cint. Bodypoint pelvica, 2 punti, tiraggio centrale, Large, blocco a pulsante, attacco Cinch	€ 120
<input type="checkbox"/>	ASA2704	Cint. Bodypoint pelvica, 2 punti, tiraggio centrale, Media, blocco a pulsante, attacco Cinch	€ 120
<input type="checkbox"/>	ASA2705	Cint. Bodypoint pelvica, 2 punti, tiraggio laterale, Large, blocco a pulsante, attacco Cinch	€ 120
<input type="checkbox"/>	ASA2706	Cint. Bodypoint pelvica, 2 punti, tiraggio laterale, Medio, blocco a pulsante, attacco Cinch	€ 120
<input type="checkbox"/>	ASA1404	Vassoio ribaltabile a destra	€ 340
<input type="checkbox"/>	ASA1405	Vassoio ribaltabile a sinistra	€ 340
	(9) Scegli Comandi aggiuntivi ed Elettronica		
	(9a) Elettronica di ultima generazione LINX		
<input type="checkbox"/>	ASA2204	Comando con elettronica di ultima generazione Invacare LINX programmabile in bluetooth	◆
<input type="checkbox"/>	ASA2205	Comando Touch Screen REM400 Complex Rehab programmabile in bluetooth LINX	€ 900
<input type="checkbox"/>	ASA2270	Selettori laterali per REM400	€ 250
<input type="checkbox"/>	ASA1707	Supporto snodabile a destra	◆
<input type="checkbox"/>	ASA1708	Supporto snodabile a sinistra	○
<input type="checkbox"/>	ASA2227	Montato dietro per accompagnatore a DX	€ 100
<input type="checkbox"/>	ASA2228	Montato dietro per accompagnatore a SX	€ 100
<input type="checkbox"/>	ASA2721	Pomello sagomato a U da 3", PC101A	€ 75
<input type="checkbox"/>	ASA2722	Pomello sagomato a U da 4", PC102A	€ 75
<input type="checkbox"/>	ASA2723	Pomello a cupola, PC107A	€ 75
<input type="checkbox"/>	ASA2724	Pomello a fungo, PC110A	€ 75
<input type="checkbox"/>	ASA2206	Comando a VISORE Touch Screen REM500 Complex Rehab programmabile in bluetooth	€ 1.300
<input type="checkbox"/>	ASA2209	Montato sul bracciolo DX multiregolabile	◆
<input type="checkbox"/>	ASA2210	Montato sul bracciolo SX multiregolabile	○
<input type="checkbox"/>	ASA2213	Montato centralmente, ribaltabile a DX	€ 200
<input type="checkbox"/>	ASA2214	Montato centralmente, ribaltabile a SX	€ 200
<input type="checkbox"/>	ASA2219	Comando accompagnatore ACU200 montato dietro	€ 400
<input type="checkbox"/>	ASA1207	Supporto snodabile a destra	◆
<input type="checkbox"/>	ASA1208	Supporto snodabile a sinistra	○
<input type="checkbox"/>	ASA2245	Comando intuitivo IDC montato dietro per LINX	€ 900
<input type="checkbox"/>	ASA1221	Supporto montato a DX, sganciabile	◆
<input type="checkbox"/>	ASA1222	Supporto montato a SX, sganciabile	○
<input type="checkbox"/>	ASA2231	Doppio comando compatto CR400	€ 400
<input type="checkbox"/>	ASA2232	Doppio comando compatto Low Force CR400	€ 500
<input type="checkbox"/>	ASA2207	Montato sul bracciolo DX multiregolabile	◆
<input type="checkbox"/>	ASA2208	Montato sul bracciolo SX multiregolabile	○
<input type="checkbox"/>	ASA2213	Montato centralmente, ribaltabile a DX	€ 200
<input type="checkbox"/>	ASA2214	Montato centralmente, ribaltabile a SX	€ 200
<input type="checkbox"/>	ASA2229	Comando a mento proporzionale (ASL 138)	€ 2.100
<input type="checkbox"/>	ASA1289	Supporto apribile lateralmente a DX, solo con poggiatesta Elan	◆
<input type="checkbox"/>	ASA1288	Supporto apribile lateralmente a SX, solo con poggiatesta Elan	○
<input type="checkbox"/>	ASA1287	Supporto elettrico DX	€ 900
<input type="checkbox"/>	ASA1286	Supporto elettrico SX	€ 900
<input type="checkbox"/>	ASA2251	Pulsantiera esterna 10 canali per accesso diretto alle movimentazioni	€ 400
<input type="checkbox"/>	ASA2218	Pulsantiera montata a sinistra	◆
<input type="checkbox"/>	ASA2227	Pulsantiera montata dietro per accompagnatore a destra	○
<input type="checkbox"/>	ASA2252	Scatola di derivazione per connessione pulsanti esterni	€ 70
<input type="checkbox"/>	ASA1215	G-Trac® modulo giroscopico per mantenere pulita la traiettoria di guida su ogni percorso	€ 800

Le sospensioni a molla posteriori grigie non sono compatibili con il sistema Lifter mentre le sospensioni rinforzate sono obbligatorie in combinazione al sistema lifter

Dettaglio pulsantiera 10 canali



Dettaglio REM400 touch screen



Dettaglio REM400 touch screen con selettori



Il modulo giroscopico brevettato G-Trac rileva in tempo reale la rotazione incontrollata o lo slittamento delle ruote e regola la singola accelerazione per mantenere la traiettoria corretta al 100%. G-Trac è del tutto paragonabile alla funzione ESP sulle automobili: analizza i parametri di guida, li corregge riducendo la velocità in funzione della posizione del joystick. G-Trac è particolarmente utile per quei pazienti che, a causa di patologie gravi o con lesioni alte, utilizzano la carrozzina all'interno di casa e manovrandola con un comando speciale molto sensibile alle minime sollecitazioni (comando a mento, scanner, occipitale, mini-joystick...)

Comando a mento disponibile solo in combinazione con poggiatesta Elan

Per scoprire di più sul G-Trac e vederlo in funzione collegati alla nostra pagina ufficiale youtube o al microsite dedicato

INVACARE BORA REFRESH

<input type="checkbox"/>	ASA2253	Presse USB Charger Port DLX-USB02-A (solo con Modulite Telescopica)	€ 100
<input type="checkbox"/>	ASA2207	Montato a destra	○
<input type="checkbox"/>	ASA2208	Montato a sinistra	○
<input type="checkbox"/>	ASA1685	Pulsante rotondo rosso	€ 100
<input type="checkbox"/>	ASA1686	Pulsante rotondo giallo	€ 100
<input type="checkbox"/>	ASA1687	Pulsante rotondo verde	€ 100
<input type="checkbox"/>	ASA1690	Pulsante rotondo blu	€ 100
<input type="checkbox"/>	ASA2254	Pulsante a uovo nero	€ 100
<input type="checkbox"/>	ASA1711	Pulsante Piko rosso	€ 100
<input type="checkbox"/>	ASA1712	Pulsante Piko giallo	€ 100
<input type="checkbox"/>	ASA1713	Pulsante Piko verde	€ 100
<input type="checkbox"/>	ASA1714	Pulsante Piko arancione	€ 100
<input type="checkbox"/>	ASA1715	Pulsante Piko blu	€ 100
<input type="checkbox"/>	ASA1716	Pulsante Piko nero	€ 100



microsite LiNX SimplySmart

Rimani sempre in contatto con Invacare e scopri la nuova elettronica Invacare LiNX, la prima al mondo programmabile wireless, sul microsite dedicato

<http://linx.invacareproducts.com/italia-it>



I pulsanti esterni possono essere utilizzati solo con i comandi REM400 o REM500.

Invacare Mecc san s.r.l. Via dei Pini, 62 - 36016 THIENE (VI) - Italy Tel.: +39 0445 380059 Fax: +39 0445 380034

www.invacare.it e-mail: italia@invacare.com

© 2016 Invacare International Srl All rights reserved.

Tutte le informazioni sono aggiornate al momento di andare in stampa. Invacare si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, i dati tecnici e/o le specifiche indicate.