

# INVACARE Rea Dahlia 30°

## Dati Cliente / Rivenditore autorizzato

Ragione sociale \_\_\_\_\_  
 Indirizzo \_\_\_\_\_  
 Email \_\_\_\_\_  
 Telefono \_\_\_\_\_

## Dati Utente

Nome & Cognome \_\_\_\_\_  
 Indirizzo \_\_\_\_\_  
 Email \_\_\_\_\_  
 Telefono \_\_\_\_\_



Codifica consigliata in configurazione standard

Codifica NT 1999	Codifica NT 2025
18.09.39.021	12.27.04.003
18.09.39.036	12.27.91.021
18.09.39.027	12.27.91.024
18.09.39.133	12.27.91.036
18.09.39.136	12.27.91.039
18.09.39.006	18.09.39.012
18.09.39.103	

(\*) verificare la rimborsabilità dell'ausilio ai sensi del Tariffario vigente nella regione di competenza.

## BVA0010 INVACARE REA DAHLIA 30

La configurazione standard comprende tutti i codici in scheda contrassegnati dal simbolo **◆**

Nr. Rep. DM: 1189535/R

Completa la carrozzina scegliendo tra le altre opzioni disponibili identificate dai simboli sottostanti (tutte le dimensioni hanno una tolleranza di ±10 mm). Presta sempre attenzione alle note a fianco

Casella da barrare  Configurazione Standard  Opzioni senza sovrapprezzo

### SCEGLI IL MODELLO BASE

#### TIPO DI PROPULSIONE

- BVA0020 Transito con freni a tamburo **◆**
- BVA0030 Autospinta con freni stazionamento **○**

#### LARGHEZZA SEDUTA

- BVA0050 390 mm (S) regolabile in larghezza **○**
- BVA0060 440 mm (M) regolabile in larghezza **◆**
- BVA0070 490 mm (L) regolabile in larghezza **○**

#### BASE SEDUTA ALLARGATA DI...

- BVA0080 + 50 mm **○**
- BVA0090 + 100 mm **○**
- BVA0100 Seduta non allargata **◆**

#### PROFONDITA' SEDUTA

- BVA0110 Seduta regolabile in profondità 430-500 mm **◆**

#### ALTEZZA SEDUTA (da terra - cuscino escluso)

- BVA0120 330 mm (ruote post. 16" e 20") **○**
- BVA0130 350 mm (ruote post. 22", 20" e 16") **○**
- BVA0140 380 mm (ruote post. 20") **○**
- BVA0150 400 mm (ruote post. 22" e 20") **○**
- BVA0160 430 mm (ruote post. 24" e 22") **○**
- BVA0170 450 mm (ruote post. 24" e 16") **◆**
- BVA0180 480 mm (ruote post. 16") **○**
- BVA0190 500 mm (ruote post. 20" e 16") **○**

#### LIMITAZIONI ANGOLO SEDUTA

- BVA0200 Basculamento positivo 10° (-25°) **○**
- BVA0210 Basculamento positivo 20° (-30°) **○**
- BVA0220 Basculamento positivo 30° **◆**

#### LIMITAZIONI ANGOLO DI RECLINAZIONE

- BVA0225 Reclinazione schienale ridotta a 10° **○**
- BVA0227 Reclinazione schienale ridotta a 20° **○**
- BVA0230 Reclinazione schienale 30° **◆**

#### ANGOLO SEDUTA

- BVA0240 Basculamento con angolo negativo (-1° + 29°) **○**

#### CUSCINO

- BVA0260 Mistral 2, Dartex TR26 **○**
- BVA0270 Flo-Shape con ULTRA FRESH, in Dartex TR26 **○**
- BVA0272 Flo-Shape con ULTRA FRESH, in ciniglia TR35 **€ 50**
- BVA0274 Flo-Shape con ULTRA FRESH, in spacer TR36 **€ 50**
- BVA0290 Flo-Shape XTRA, in Dartex TR26 **◆**
- BVA0320 Senza cuscino **○**

#### SCEGLI IL TIPO DI SCHIENALE

- BVA0360 Tubi diritti per Flex 3 e sistema Posturale Matr **◆**
- BVA0370 Giunto tubi schienale allargato + 50 mm. **○**

#### TIPO DI SCHIENALE

- BVA0430 Scocca rigida Flex 3 regolabile in altezza, allargabile e allungabile **○**
- BVA0440 Tensionabile Flex 3 regolabile in altezza, allargabile e reversibile **◆**
- BVA0450 Tubi senza schienale **○**

#### SCHIENALE FLEX ALLARGATO DI... (pre regolazioni eseguite dalla casa madre)

- BVA0460 Flex 3 + 50 mm **○**
- BVA0470 Flex 3 + 100 mm **○**
- BVA0480 Schienale non allargato **◆**

#### CUSCINO SCHIENALE

- BVA0490 Fodera "Lateral" (con rimborsature laterali) **○**
- BVA0492 XL Fodera "Lateral" (con rimborsature laterali) **○**
- BVA0495 Low Fodera "Lateral" (con rimborsature laterali) altezza 43 cm **○**
- BVA0497 XL Low Fodera "Lateral" (con rimborsature laterali) altezza 43 cm **○**
- BVA0500 Laguna, sagomato con contenimento ergonomico laterale **◆**
- BVA0510 Mistral 2, sagomato con contenimento ergonomico laterale sui fianchi **○**
- BVA0520 Passad 2, sagomato con contenimento delle spalle **○**
- BVA0550 Senza cuscino schienale **○**

Leggere sempre le note a fianco  
 Ruote da transito da 16" con freni a tamburo  
 Ruote autospinta con freni di stazionamento possibili da 20", 22", 24". Ruota da 20" non possibile con freni a tamburo.

Braccioli già spostati lateralmente sulla base seduta allargata.

+ 50: larghezza del cuscino come larghezza seduta  
 + 100 solo versione con ruote da 16" e larghezza del cuscino + 50 mm rispetto alla larghezza seduta

Per tutte le informazioni di compatibilità tra Altezza seduta / Diametro ruote post / Diametro ruote ant / Basculamento / Reclinazione Schienale fare riferimento alla tabella presente sul nostro sito:

<http://www.invacare.it/fit/rea-dahlia-ma-45dahlit>  
 Cuscino Flo-Shape Ultrafresh antibatterico  
 Cuscino Flo-Shape Xtra posturale & modulare. Per la scelta degli elementi andare al Punto 9.

Giunto tubi allargato 50 mm solo con seduta allargata (+50/+100 mm) e schienale Flex 3 scocca rigida.




Per scoprire di più sul nostro schienale posturale Flex3 rigido o tensionabile collegati al sito dedicato <http://www.rea.invacareproducts.com/italia-it/>



E' possibile completare seduta e schienale della carrozzina con i sistemi di postura **Bodypoint** e **Invacare Matr**

# INVACARE Rea Dahlia 30°

<b>RIVESTIMENTO DEL CUSCINO SCHIENALE</b>			
<input type="checkbox"/>	BVA0560 Fodera cuscino ciniglia/felpato, colore nero TR25	€ 50	Poggiatesta regolabili della linea Rea e Matr Cod. N.T. 18.09.39.030
<input type="checkbox"/>	BVA0570 Fodera cuscino in Dartex, colore nero TR26	◆	
<input type="checkbox"/>	BVA0575 Fodera cuscino in Black Spacer, colore nero TR36	○	
<b>MANIGLIONE e MANIGLIE DI SPINTA</b>			
<input type="checkbox"/>	BVA0580 Maniglione di spinta regolabile in altezza	€ 110	Cod. N.T. 2025 18.09.39.003
<input type="checkbox"/>	BVA0590 Manopole di spinta separate e regolabili in altezza	◆	
<input type="checkbox"/>	BVA0600 Manopole di spinta collegate e regolabili in altezza	○	
<b>BASCULAMENTO</b>			
<input type="checkbox"/>	BVA0620 Basculamento a pistone con leva su manopola	◆	Pelotte toracali Cod. N.T. 18.09.39.148
<input type="checkbox"/>	BVA0630 Autobasculamento di 10° con leva su bracciolo fisso	€ 120	
<input type="checkbox"/>	BVA0632 Autobasculamento di 10° con leva su bracciolo standard	€ 120	
<b>RECLINAZIONE</b>			
<input type="checkbox"/>	BVA0640 Reclinazione schienale con pistone a gas	◆	Per scoprire di più sul nostro ampio catalogo di pelotte e poggiatesta e tutti gli altri accessori collegati al microsito dedicato e scopri come adattare gli
<input type="checkbox"/>	BVA0660 Reclinazione schienale meccanica con madrevite	○	
<b>SCEGLI IL TIPO DI PEDANE E POGGIAPIEDI</b>			
<input type="checkbox"/>	BVA0670 Centrale c/poggiapolpaccio sagomato a contenimento laterale e poggiapiedi divisi	€ 350	Pedana centrale Cod. N.T. 18.09.39.033
<b>POSIZIONAMENTO SUPPORTO PORTAPEDANE</b>			
<input type="checkbox"/>	BVA0680 Posizione bassa, standard	◆	
<input type="checkbox"/>	BVA0690 Posizione alta, + 50 mm rispetto standard	○	
<input type="checkbox"/>	BVA0692 Attacco portapedana 90°	○	
<b>PORTA PEDANA SINISTRO ESTRAIBILE E GIREVOLE</b>			
<input type="checkbox"/>	BVA0700 Elevabile 0°- 80° con proteggi ginocchia e poggiapolpaccio imbottito	◆	
<input type="checkbox"/>	BVA0710 Ad angolo fisso 80°	○	
<input type="checkbox"/>	BVA0720 Ad angolo fisso 90°	○	
<input type="checkbox"/>	BVA0730 Supporto per amputato reg.le in altezza, inclinazione, profondità	€ 120	
<input type="checkbox"/>	BVA0740 Senza portapedane Sx	○	
<b>PORTA PEDANA DESTRO ESTRAIBILE E GIREVOLE</b>			
<input type="checkbox"/>	BVA0750 Elevabile 0°- 80° con proteggi ginocchia e poggiapolpaccio imbottito	◆	
<input type="checkbox"/>	BVA0760 Ad angolo fisso 80°	○	
<input type="checkbox"/>	BVA0770 Ad angolo fisso 90°	○	
<input type="checkbox"/>	BVA0780 Supporto per amputato regolabile in altezza, inclinazione, profondità	€ 120	
<input type="checkbox"/>	BVA0790 Senza portapedane Dx	○	
<b>POGGIAPIEDI SINISTRO REGOLABILE IN ALTEZZA CON CINTURINO FERMATALLONE</b>			
<input type="checkbox"/>	BVA0805 PoggiapiEDE Unico articolato	€ 180	
<input type="checkbox"/>	BVA0815 Fisso, ribaltabile lateralmente	○	
<input type="checkbox"/>	BVA0825 Articolato, regolabile in inclinazione e profondità	◆	
<b>POGGIAPIEDI DESTRO REGOLABILE IN ALTEZZA CON CINTURINO FERMATALLONE</b>			
<input type="checkbox"/>	BVA0835 Fisso, ribaltabile lateralmente	○	
<input type="checkbox"/>	BVA0845 Articolato, regolabile in inclinazione e profondità	◆	
<b>LUNGHEZZA TUBO (solo con portapedana fissa 80° o 90°)</b>			
<input type="checkbox"/>	BVA0855 Tubo corto 24 cm	○	Per i poggiapiedi articolati altezza regolabile da 330 a 390 mm pedana/base sedile
<input type="checkbox"/>	BVA0865 Tubo lungo 36 cm	◆	
<b>SCEGLI IL TIPO DI BRACCIOLI</b>			
<b>BRACCIOLLO SINISTRO CON SISTEMA ANTI ESTRAZIONE INVOLONTARIA (secondo norme ISO)</b>			
<input type="checkbox"/>	BVA0900 Bracciolo imbottitura stretta Rio	○	Necessaria spondina rinforzata per bracciolo per emiplegico
<input type="checkbox"/>	BVA0910 Bracciolo regolabile in altezza, imbottitura standard	◆	
<input type="checkbox"/>	BVA0915 Bracciolo alto (+55mm) regolabile in altezza, imbottitura standard	€ 35	
<input type="checkbox"/>	BVA0920 Bracciolo regolabile in altezza, imbottitura larga (solo ruote da transito)	€ 35	
<input type="checkbox"/>	BVA0925 Bracciolo concavo Sx	€ 50	
<input type="checkbox"/>	BVA0930 Bracciolo per emiplegico reg.le in altezza e girevole (4 posizioni)	€ 120	
<input type="checkbox"/>	BVA0950 Senza bracciolo Sx	○	
<b>BRACCIOLLO DESTRO CON SISTEMA ANTI ESTRAZIONE INVOLONTARIA (secondo norme ISO)</b>			
<input type="checkbox"/>	BVA0960 Bracciolo imbottitura stretta Rio	○	Necessaria spondina rinforzata per bracciolo per emiplegico
<input type="checkbox"/>	BVA0970 Bracciolo regolabile in altezza, imbottitura standard	◆	
<input type="checkbox"/>	BVA0975 Bracciolo alto (+55mm) regolabile in altezza, imbottitura standard	€ 35	
<input type="checkbox"/>	BVA0980 Bracciolo regolabile in altezza, imbottitura larga (solo ruote da transito)	€ 35	
<input type="checkbox"/>	BVA0985 Bracciolo concavo Dx	€ 50	
<input type="checkbox"/>	BVA0990 Bracciolo per emiplegico reg.le in altezza e girevole (4 posizioni)	€ 120	
<input type="checkbox"/>	BVA1010 Senza bracciolo Dx	○	Bracciolo per emiplegico Con. N.T. 18.09.39.030
<b>OPTIONAL</b>			
<b>OPTIONAL DEI BRACCIOLI</b>			
<input type="checkbox"/>	BVA1015 Spondina rinforzata	€ 30	
<input type="checkbox"/>	BVA1020 Imbottitura per spondine laterali foderata in Dartex	€ 45	
<input type="checkbox"/>	BVA1025 Copertura imbottita bracciolo in Ciniglia TR35	€ 45	
<b>OPTIONAL DELLA SEDUTA</b>			
<input type="checkbox"/>	BVA1050 Kit Estensione seduta (2 piatti)	€ 50	Cuneo Divacatore
<input type="checkbox"/>	BVA1040 Cuneo divaricatore	€ 110	Cuneo Divacatore
<input type="checkbox"/>	BVA1060 Spessore di 2 cm per rialzo	€ 55	Cod. NT 2025 18.09.91.003
<input type="checkbox"/>	BVA1070 Livella riferimento basculamento	€ 35	Cod. NT 1999 18.09.39.157



# INVACARE Rea Dahlia 30°

## OPTIONAL DELLO SCHIENALE

### POGGIATESTA

<input type="checkbox"/>	BVA1080	Poggiatesta reg.le in altezza, profondità, inclinazione, lateralmente con alette	◆
<input type="checkbox"/>	BVA1090	Fodera per poggiatesta	€ 30
<input type="checkbox"/>	BVA1100	Poggiatesta reg.le in altezza, profondità, inclinazione, lateralmente con support	€ 210
<input type="checkbox"/>	BVA1081	Solo imbottitura MatrX Elan Standard (254 mm / 10")	€ 170
<input type="checkbox"/>	BVA1082	Solo imbottitura MatrX Elan Standard (355 mm / 14")	€ 170
<input type="checkbox"/>	BVA1083	Solo imbottitura MatrX Elan Occipitale (229 mm / 9")	€ 180
<input type="checkbox"/>	BVA1084	Solo imbottitura MatrX Elan Occipitale (305 mm / 12")	€ 180
<input type="checkbox"/>	BVA1085	Solo imbottitura MatrX Elan 4 punti ( 229 x 177 mm 9" x 7")	€ 270
<input type="checkbox"/>	BVA1086	Solo imbottitura MatrX Elan 4 punti ( 280 x 254 11" x 10")	€ 270
<input type="checkbox"/>	BVA1087	Supporto standard per imbottitura MatrX Elan	€ 250
<input type="checkbox"/>	BVA1088	Supporto esteso per imbottitura MatrX Elan	€ 280
<input type="checkbox"/>	BVA1089	Supporto MatrX Loxx per imbottitura MatrX Elan	€ 250
<input type="checkbox"/>	BVA1110	Poggianuca regolabile in altezza, profondità, inclinazione	€ 115
<input type="checkbox"/>	BVA1130	Kit di 2 levette per regolazione poggiatesta/poggianuca (anziché viti)	◆
<input type="checkbox"/>	BVA1140	Pelotta toracale sinistra multiregolabile con supporto dritto	€ 115
<input type="checkbox"/>	BVA1150	Pelotta toracale destra multiregolabile con supporto dritto	€ 115
<input type="checkbox"/>	BVA1160	Pelotta toracale sinistra multiregolabile con supporto piegato in alto	€ 135
<input type="checkbox"/>	BVA1170	Pelotta toracale destra multiregolabile con supporto piegato in alto	€ 135
<input type="checkbox"/>	BVA1180	Pelotta toracale sinistra con supporto dritto	€ 70
<input type="checkbox"/>	BVA1190	Pelotta toracale destra con supporto dritto	€ 70
<input type="checkbox"/>	BVA1220	Pelotta toracale sinistra, girevole ed estraibile	€ 115
<input type="checkbox"/>	BVA1230	Pelotta toracale destra, girevole ed estraibile	€ 115
<input type="checkbox"/>	BVA1240	Pelotta toracale sinistra multiregolabile, girevole ed estraibile	€ 165
<input type="checkbox"/>	BVA1250	Pelotta toracale destra multiregolabile, girevole ed estraibile	€ 165
<input type="checkbox"/>	BVA1265	Imbottiture laterali con velcro per schienale, paio	€ 40
<input type="checkbox"/>	BVA1280	Cunei per sagomatura schienale (paio)	€ 25
<input type="checkbox"/>	BVA1300	Livella di riferimento reclinazione schienale	€ 35


Poggiatesta regolabili della linea **Rea e MatrX**  
Cod. N.T. 18.09.39.030

Cod. N.T. 2025  
18.09.39.003

Con l'imbottitura Elan è obbligatorio scegliere anche il tipo di supporto

Pelotte toracali Cod. N.T. 18.09.39.148

Per scoprire di più sul nostro ampio catalogo di pelotte e poggiatesta e tutti gli altri accessori collegati al microsite dedicato e scopri come adattare gli accessori in più di 70 video  
<http://www.rea.invacareproducts.com/italia-it/>



### OPTIONAL DEI POGGIAPIEDI

<input type="checkbox"/>	BVA1310	Prolunga poggiapiede sinistra	€ 20
<input type="checkbox"/>	BVA1320	Prolunga poggiapiede destra	€ 20
<input type="checkbox"/>	BVA1330	Striscia ferma polpacci (per poggiapiedi unico)	○
<input type="checkbox"/>	BVA1340	Imbottitura poggiapiede	€ 35
<input type="checkbox"/>	BVA1350	Fascia unica imbottita per poggiapolpaccio	€ 55
<input type="checkbox"/>	BVA1351	Bodypoint cavigliera Large	€ 230
<input type="checkbox"/>	BVA1352	Bodypoint cavigliera media	€ 230
<input type="checkbox"/>	BVA1353	Bodypoint cavigliera piccola	€ 230

E' possibile completare seduta e schienale della carrozzina con i sistemi di postura **Bodypoint** e **Invacare MatrX**

Cinturino ferma piedi  
Cod. NT 2025  
18.09.91.042

### COLORE DELLE STRISCE DEL TELAIO

<input type="checkbox"/>	BVA1360	Blu	○
<input type="checkbox"/>	BVA1370	Argento	◆
<input type="checkbox"/>	BVA1380	Rosso	○
<input type="checkbox"/>	BVA1390	Champagne	○
<input type="checkbox"/>	BVA1400	Verde petrolio	○
<input type="checkbox"/>	BVA1405	Senza strisce colorate	○

### SCEGLI IL TIPO DI RUOTE ANTERIORI

#### FISSAGGIO RUOTE ANTERIORI

<input type="checkbox"/>	BVA1410	Fisse	◆
<input type="checkbox"/>	BVA1420	Sistema ad estrazione rapida	€ 50

#### TIPO RUOTE ANTERIORI

<input type="checkbox"/>	BVA1435	Ruote anteriori 100x27 NERE SOFTROLL 4"	Altezza da 330-350 mm	○
<input type="checkbox"/>	BVA1440	Ruote anteriori 125x27 NERE piene medie 5"	Altezza 350 mm	○
<input type="checkbox"/>	BVA1455	Ruote anteriori 140x45 NERE morbide	Altezza da 380-450 mm	○
<input type="checkbox"/>	BVA1475	Ruote anteriori 150x30 NERE piene MEDIE	Altezza da 380-450 mm	○
<input type="checkbox"/>	BVA1495	Ruote anteriori 200x32 NERE piene	Altezza da 450-500 mm	◆
<input type="checkbox"/>	BVA1505	Ruote anteriori 200x32 NERE pneumatiche	Altezza da 450-500 mm	○
<input type="checkbox"/>	BVA1515	Ruote anteriori 200x45 NERE piene	Altezza da 450-500 mm	○

#### POSIZIONE RUOTE POSTERIORI

<input type="checkbox"/>	BVA1534	Posizione standard	◆
<input type="checkbox"/>	BVA1538	Posizione più attiva possibile	Quando possibile ○

# INVACARE Rea Dahlia 30°

## SCEGLI IL TIPO DI RUOTE POSTERIORI

### DIAMETRO RUOTE POSTERIORI

<input type="checkbox"/>	BVA1545	Ruote posteriori 16 pollici, fisse	Solo ruote piene	◆
<input type="checkbox"/>	BVA1555	Ruote posteriori 20 pollici, estrazione rapida		○
<input type="checkbox"/>	BVA1565	Ruote posteriori 22 pollici, estrazione rapida		○
<input type="checkbox"/>	BVA1575	Ruote posteriori 24 pollici, estrazione rapida		○

Ruote posteriori con sistema ad estrazione rapida di serie per autospinta. Ruote posteriori da 16" sono combinabili solo con pneumatici pieni.



### TIPO RUOTA POSTERIORE

<input type="checkbox"/>	BVA1582	Standard (mozzo nero, cerchione grigio, raggi zincati)		◆
<input type="checkbox"/>	BVA1584	Rinforzati (mozzo grigio, cerchione anodizzato e raggi in acciaio)	€ 110	○
<input type="checkbox"/>	BVA1586	Con freni a tamburo (mozzo grigio, cerchione anodizzato e raggi in acciaio)		○
<input type="checkbox"/>	BVA1588	Monoguida (mozzo grigio, cerchione anodizzato e raggi in acciaio)	€ 350	○

### TIPO DI COPERTONE

<input type="checkbox"/>	BVA1605	Nero pneumatico 1"3/8		◆
<input type="checkbox"/>	BVA1625	Pieno nero 1"3/8		○
<input type="checkbox"/>	BVA1640	Pneumatico Low Profile nero 1"		○

### CORRIMANO

<input type="checkbox"/>	BVA1650	Alluminio		◆
<input type="checkbox"/>	BVA1660	Rivestito in plastica 4 punti		○

### SICUREZZA

<input type="checkbox"/>	BVA1720	Freni utilizzati dall'utente		◆
<input type="checkbox"/>	BVA1725	Freno per emiplegico sinistra (con ruote autospinta e freni a tamburo)	€ 190	○
<input type="checkbox"/>	BVA1727	Freno per emiplegico destra (con ruote autospinta e freni a tamburo)	€ 190	○
<input type="checkbox"/>	BVA1728	Freni a Tamburo per ruote ad autospinta	€ 220	○
<input type="checkbox"/>	BVA1730	Cintura pelvica	€ 40	○
<input type="checkbox"/>	BVA1731	Bodypoint 2 punti pulsante centrale a estrazione media	€ 160	○
<input type="checkbox"/>	BVA1732	Bodypoint 2 punti pulsante centrale a estrazione large	€ 160	○
<input type="checkbox"/>	BVA1733	Bodypoint 4 punti pulsante centrale a estrazione media	€ 190	○
<input type="checkbox"/>	BVA1734	Bodypoint 4 punti a estrazione large	€ 190	○

Cinghia pettorale  
Cod. NT 2025  
12.27.91.027

Cinghia pelvica  
Cod. NT 2025  
12.27.91.030

Cinghia con bretellaggio  
Cod. NT 2025  
12.27.91.033

### ACCESSORI

<input type="checkbox"/>	BVA1750	Vassoio completo con kit di montaggio	€ 200
<input type="checkbox"/>	BVA1755	Vassoio completo con kit di montaggio e imbottiture per gomiti	€ 210
<input type="checkbox"/>	BVA1756	Mezzo-tavolino per emiplegico trasparente, ribaltabile con bracciolo dedicato inc	€ 170
<input type="checkbox"/>	BVA1757	Mezzo-tavolino per emiplegico trasparente, ribaltabile con bracciolo dedicato inc	€ 170
<input type="checkbox"/>	BVA1760	Imbottitura vassoio	€ 90
<input type="checkbox"/>	BVA1765	Cunei laterali imbottiti per vassoio	€ 60
<input type="checkbox"/>	BVA1770	Vassoio ribaltabile	€ 210
<input type="checkbox"/>	BVA1775	Vassoio ribaltabile con poggigomiti imbottito	€ 230
<input type="checkbox"/>	BVA1780	Dispositivo di bloccaggio per vassoio	€ 15
<input type="checkbox"/>	BVA1850	Ganci per bretellaggio sui braccioli (paio)	€ 35
<input type="checkbox"/>	BVA1860	Ganci per bretellaggio schienale superiore	€ 35
<input type="checkbox"/>	BVA1890	Ganci per il trasporto	€ 60
<input type="checkbox"/>	BVA1900	Porta ventilatore / concentratore Ossigeno	€ 350
<input type="checkbox"/>	BVA1920	Asta porta flebo	€ 95



Vassoio con imbottitura  
Cod. N.T. 18.09.39.172


Tavolino  
Cod. NT 2025  
12.27.91.051

### XTRA MOULAR SYSTEM (elementi posturali, venduti separatamente)

<input type="checkbox"/>	1487164	Supporto per obliquità pelvica	prezzo come da LISTONE
<input type="checkbox"/>	1487166	Cuscino in gel fluido	prezzo come da LISTONE
<input type="checkbox"/>	1487161	Allineatore per anca (pezzo singolo)	prezzo come da LISTONE
<input type="checkbox"/>	1487160	Cuneo adduttore laterale (pezzo singolo)	prezzo come da LISTONE
<input type="checkbox"/>	1487163	Cuneo adduttore standard	prezzo come da LISTONE
<input type="checkbox"/>	1487162	Cuneo adduttore alto	prezzo come da LISTONE
<input type="checkbox"/>	1487158	Cunei angolari (paio)	prezzo come da LISTONE
<input type="checkbox"/>	1487155	Cunei laterali (paio)	prezzo come da LISTONE
<input type="checkbox"/>	1487157	Cuneo frontale (pezzo singolo)	prezzo come da LISTONE



Spazio per le vostre annotazioni e informazioni aggiuntive



## microsite PassiveSolutions

Rimani sempre in contatto con Invacare e scopri tutto il catalogo accessori illustrato con più di 70 video sul nuovo microsite dedicato [rea.invacareproducts.com](http://rea.invacareproducts.com)

Completa Cross-Compatibilità con la gamma di accessori Invacare Rea, Rea design e DSS (Dual Stability System) sono marchi registrati Invacare International. Rea Dahlia è progettata con il sistema DSS (Dual Stability system) che assicura al paziente maggiore stabilità e sicurezza quando la seduta è basculata e lo schienale reclinato.