



### Range di cinture **Flo-tech PT**

Il nuovo range di cinture **Flo-tech PT** si affianca alla linea posturale **Matrix Flo-tech** per garantire un corretto posizionamento dell'utilizzatore. Tutti i modelli sono realizzati con materiali dinamici per un confort ottimale. Sono compatibili con tutti i tipi di carrozzine.

## SOLUZIONI PER IL BACINO: cinture pelviche

Le cinture pelviche rappresentano un valido aiuto nel posizionamento del bacino nei casi di retroversione, anteroversione, obliquità pelvica e rotazione.

Le cinture **Flo-tech PT** possono essere a due o quattro punti e sono dotate di pulsante a scatto tipo Auto Style. Grazie al particolare materiale che distribuisce le pressioni in modo uniforme, le cinture **Flo-tech PT** risultano estremamente confortevoli per l'utilizzatore.

Ogni cintura è provvista di piastrelle e attacchi a morsetto per tubi telaio da 19 mm, 22 mm e 25 mm.



Cintura pelvica a due punti, con chiusura a scatto Auto Style, larghezza dei pad 40 mm

Codice	Per larghezza bacino
1525289	280-480 mm




Cintura pelvica a quattro punti, con chiusura a scatto Auto-Style, altezza dei pad 40 mm

Codice	Per larghezza bacino
1525297	280-480 mm

### Imbracatura abdutrice **Flo-tech PT**

Questo modello è un valido supporto per limitare lo scivolamento anteriore, controllare la retroversione del bacino e mantenere una corretta abduzione degli arti inferiori.



	Codice	Codice	Codice
	1525269	1525270	1525271
	Piccola	Media	Grande
A	254 mm	305 mm	406 mm
B	152 mm	203 mm	305 mm
C	152 mm	203 mm	305 mm
D	127 mm	127 mm	152 mm


## SOLUZIONI PER IL TRONCO: bretellaggi

Le cinture a bretellaggio sono indicate nei casi di cifosi, scoliosi e lordosi del tronco.

Le cinture a bretellaggio **Flo-tech PT** rappresentano la combinazione ideale con i sistemi posturali **Matrx® Flo-tech** per un efficace controllo del tronco. I bretellaggi **Flo-tech PT** sono disponibili in diversi modelli e offrono di serie i kit di ancoraggio perchè includono piastrelle e attacchi a morsetto.

### Stabilizzatore pettorale a X Flo-tech PT

Bretellaggio a X dinamico a quattro punti di sgancio per una facile applicazione.



	Codice	Codice
	1525276	1525277
	Media	Grande
A	220 mm	295 mm
B	200 mm	235 mm
C	160 mm	160 mm
D	60 mm	60 mm
E	145 mm	195 mm

### Stabilizzatore pettorale per emiplegici Flo-tech PT

E' indicato in tutte le situazioni di asimmetria. Può essere applicato sia sul lato destro che sinistro ed è completamente sganciabile.



Misura	Codice
Piccola	1525281
Media	1525282
Grande	1525283

### Cintura pettorale Flo-tech PT

Offre supporto toracico anteriore senza limitare i movimenti del tronco



	Codice	Codice
	1525284	1525285
	Media	Grande
Altezza	101 mm	127 mm
Lunghezza	406 mm	457 mm

## Caratteristiche tecniche



Imbottitura in neoprene.



Fibbia di fissaggio.



Morsetti inclusi (per tubi 19,22,25 mm).


### Matrx® Flo-tech, un sistema completo!

Abbina le cinture **Flo-tech PT** ai sistemi posturali **Matrx Flo-tech**.



**Matrx Elite e Matrx Posture Back**

Consulta la sezione dedicata!



**Matrx Flo-tech Solution Xtra**

