

Dati Cliente / Rivenditore autorizzato

ragione sociale _____

indirizzo _____

email _____

numero di telefono _____

Dati Utente

Nome & Cognome _____

indirizzo _____

email _____

num telefono _____

Prezzo al pubblico

€ 2.800

- DHA0031 **KÜSCHALL CHAMPION**
Configurazione Std comprensiva di **Telaio in Alluminio e spondina parafango fissa in carbonio**

- INVCARE** **unique** Costruzione speciale

quotazione su richiesta



Carrozzina ad autopinta sulle ruote posteriori a telaio pieghevole, superleggera. Rispondente integralmente ai requisiti stabiliti dal DPCM sui nuovi Livelli essenziali di Assistenza 2017. Codice NT (configurazione Standard) 12.22.03.012 + aggiuntivi / Codice NT (configurazione Standard) 12.21.06.060 + aggiuntivi. **Nr. Repertorio DM 1902860/R**. Certificazioni: CE, ISO, MDA, TÜV.

Completa la carrozzina scegliendo tra le altre opzioni disponibili identificate dai simboli sottostanti (tutte le dimensioni hanno una tolleranza di ±10 mm). Presta sempre attenzione alle note a fianco.

Casella da barrare Configurazione Standard Opzioni senza sovrapprezzo

SCEGLI TELAIO E MISURA SEDUTA

TIPO DI TELAIO

- | | | | |
|----------------------------------|--|---|-------|
| <input type="checkbox"/> DHA1150 | 75° in alluminio | ◆ | |
| <input type="checkbox"/> DHA1160 | 90° in alluminio | ○ | |
| <input type="checkbox"/> DHA1170 | 75° in alluminio con adduzione distanza interna telaio anteriore SB-100 mm | | € 165 |
| <input type="checkbox"/> DHA1180 | 90° in alluminio con adduzione distanza interna telaio anteriore SB-100 mm | | € 165 |

TELAIO SK (Swiss Knife)

- | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|--|-------|
| <input type="checkbox"/> DHA1250 | Telaio anteriore pieghevole | | € 520 |
|----------------------------------|-----------------------------|--|-------|

LARGHEZZA SEDUTA (SW)

- | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------|---|--|----------------------------------|--------|---|------|
| <input type="checkbox"/> DHA1320 | 360 mm | ○ | | <input type="checkbox"/> DHA1340 | 440 mm | ○ | |
| <input type="checkbox"/> DHA1325 | 380 mm | ○ | | <input type="checkbox"/> DHA1345 | 460 mm | | € 50 |
| <input type="checkbox"/> DHA1330 | 400 mm | ◆ | | <input type="checkbox"/> DHA1350 | 480 mm | | € 50 |
| <input type="checkbox"/> DHA1335 | 420 mm | ○ | | | | | |

PROFONDITA' SEDUTA (SD)

- | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------|---|--|----------------------------------|--------|---|--|
| <input type="checkbox"/> DHA1405 | 340 mm | ○ | | <input type="checkbox"/> DHA1445 | 420 mm | ○ | |
| <input type="checkbox"/> DHA1415 | 360 mm | ○ | | <input type="checkbox"/> DHA1460 | 440 mm | ○ | |
| <input type="checkbox"/> DHA1425 | 380 mm | ○ | | <input type="checkbox"/> DHA1470 | 460 mm | ○ | |
| <input type="checkbox"/> DHA1435 | 400 mm | ◆ | | <input type="checkbox"/> DHA1480 | 480 mm | ○ | |

ALTEZZA SCHIENALE (BH)

- | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|---|--|----------------------------------|--------|---|--|
| <input type="checkbox"/> DHA1600 | Selezionare in caso di Schinale Matrix | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> DHA1615 | 300 mm | ○ | | <input type="checkbox"/> DHA1645 | 390 mm | ○ | |
| <input type="checkbox"/> DHA1620 | 315 mm | ○ | | <input type="checkbox"/> DHA1650 | 405 mm | ○ | |
| <input type="checkbox"/> DHA1625 | 330 mm | ○ | | <input type="checkbox"/> DHA1655 | 420 mm | ◆ | |
| <input type="checkbox"/> DHA1630 | 345 mm | ○ | | <input type="checkbox"/> DHA1660 | 435 mm | ○ | |
| <input type="checkbox"/> DHA1635 | 360 mm | ○ | | <input type="checkbox"/> DHA1665 | 450 mm | ○ | |
| <input type="checkbox"/> DHA1640 | 375 mm | ○ | | <input type="checkbox"/> DHA1670 | 465 mm | ○ | |

ALTEZZA Seduta anteriore (FSTF)

- | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------|---|--|----------------------------------|------------------------|---|--|
| <input type="checkbox"/> DHA1740 | 450 mm | ○ | | <input type="checkbox"/> DHA1765 | 500 mm | ◆ | |
| <input type="checkbox"/> DHA1745 | 460 mm | ○ | | <input type="checkbox"/> DHA1770 | 510 mm | ○ | |
| <input type="checkbox"/> DHA1750 | 470 mm | ○ | | <input type="checkbox"/> DHA1775 | 520 mm | ○ | |
| <input type="checkbox"/> DHA1755 | 480 mm | ○ | | <input type="checkbox"/> DHA1780 | 530 mm | ○ | |
| <input type="checkbox"/> DHA1760 | 490 mm | ○ | | <input type="checkbox"/> DHA1785 | 540 mm (solo ruote 5") | ○ | |

ALTEZZA Seduta posteriore (RSTF)

- | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------|---|--|----------------------------------|-------------------------------------|---|--|
| <input type="checkbox"/> DHA1815 | 390 mm | ○ | | <input type="checkbox"/> DHA1840 | 440 mm | ◆ | |
| <input type="checkbox"/> DHA1820 | 400 mm | ○ | | <input type="checkbox"/> DHA1845 | 450 mm | ○ | |
| <input type="checkbox"/> DHA1825 | 410 mm | ○ | | <input type="checkbox"/> DHA1850 | 460 mm | ○ | |
| <input type="checkbox"/> DHA1830 | 420 mm | ○ | | <input type="checkbox"/> DHA1855 | 470 mm, solo con ruote da 25" e 26" | ○ | |
| <input type="checkbox"/> DHA1835 | 430 mm | ○ | | <input type="checkbox"/> DHA1860 | 480 mm, solo con ruote da 25" e 26" | ○ | |

LUNGHEZZA GAMBE (LLL)

- | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------|---|--|----------------------------------|--------|---|--|
| <input type="checkbox"/> DHA1924 | 320 mm | ○ | | <input type="checkbox"/> DHA1944 | 420 mm | ○ | |
| <input type="checkbox"/> DHA1926 | 330 mm | ○ | | <input type="checkbox"/> DHA1946 | 430 mm | ◆ | |
| <input type="checkbox"/> DHA1928 | 340 mm | ○ | | <input type="checkbox"/> DHA1948 | 440 mm | ○ | |
| <input type="checkbox"/> DHA1930 | 350 mm | ○ | | <input type="checkbox"/> DHA1950 | 450 mm | ○ | |
| <input type="checkbox"/> DHA1932 | 360 mm | ○ | | <input type="checkbox"/> DHA1952 | 460 mm | ○ | |

one order. one delivery. onesolution



Küschall matix® (HP) Bodypoint

Leggere sempre le note a fianco

Le misure della nuova **Champion 2.0** sono cambiate rispetto ai modelli precedenti. Assicurarsi di prendere sempre le nuove misure.

Il telaio con adduzione non è compatibile con la clip di fissaggio chiusura e disponibile solo per larghezza seduta > 400 mm

Versione SK: solo con telaio dritto e lunghezza gamba LLL > 370 mm.

se LLL 380 mm solo con SD ≥ 400 mm

se LLL 390 mm solo con SD ≥ 380 mm

Larghezza seduta da 480 solo con telaio addotto.

FSTF e ruote posteriori

22": 390 - 440 mm

24": 390 - 460 mm

25": 410 - 480 mm

26": 430 - 490 mm

Angolo telaio da 75° compatibile con differenza tra FSTF - RSTF che va da 0 a 70mm

Angolo telaio da 90° compatibile con differenza tra FSTF - RSTF che va da 30a 100 mm

A seconda della configurazione il poggiatesta può essere montato alto quando:

FSTF > 500 mm e LLL < 400 mm

FSTF ≤ 500 mm e LLL ≤ 350 mm

LLL < 320 mm disponibile solo attraverso MYKüschall

<input type="checkbox"/>	DHA1934	370 mm	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	DHA1954	470 mm	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	DHA1936	380 mm	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	DHA1956	480 mm	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	DHA1938	390 mm	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	DHA1958	490 mm	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	DHA1940	400 mm	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	DHA1960	500 mm	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	DHA1942	410 mm	<input type="radio"/>				

Versione SK solo con UL > 370 mm

SCHIENALE

SCHIENALE REGOLABILE IN INCLINAZIONE E RIBALTABILE

<input type="checkbox"/>	DHA2140	Schienale regolabile in inclinazione, ribaltabile con bloccaggio	◆
--------------------------	---------	--	---

TELA SCHIENALE

<input type="checkbox"/>	DHA2200	Standard, fissa imbottita	◆
<input type="checkbox"/>	DHA2220	Tensionabile con Velcro, fodera regolabile nera PREMIUM	○
<input type="checkbox"/>	DHA2230	Tensionabile con Velcro, imbottita e fodera traspirante Aero Back	€ 170
<input type="checkbox"/>	DHA2240	Senza tela schienale	○

SCHIENALI MATRIX

<input type="checkbox"/>	DHA2300	MX2 altezza 150mm con sgancio rapido	non possibile con SW 480mm (DHA1350)	€ 809
<input type="checkbox"/>	DHA2305	MX2 altezza 230mm con sgancio rapido	non possibile con SW 480mm (DHA1350)	€ 809
<input type="checkbox"/>	DHA2310	MX2 altezza 305mm con sgancio rapido	non possibile con SW 480mm (DHA1350)	€ 809
<input type="checkbox"/>	DHA2315	MX2 altezza 405mm con sgancio rapido	non possibile con SW 480mm (DHA1350)	€ 809
<input type="checkbox"/>	DHA2316	Elite deep E2 altezza 160mm con aggancio MINI-SET		€ 850
<input type="checkbox"/>	DHA2317	Elite deep E2 altezza 210mm con aggancio MINI-SET		€ 850
<input type="checkbox"/>	DHA2318	Elite deep E2 altezza 260mm con aggancio MINI-SET		€ 850
<input type="checkbox"/>	DHA2320	Elite deep E2 altezza 310mm con aggancio MINI-SET		€ 850
<input type="checkbox"/>	DHA2322	Elite deep E2 altezza 360mm con aggancio MINI-SET		€ 850
<input type="checkbox"/>	DHA2325	Elite deep E2 altezza 410mm con aggancio MINI-SET		€ 850
<input type="checkbox"/>	DHA2330	Elite deep E2 altezza 460mm con aggancio easy-set		€ 850
<input type="checkbox"/>	DHA2331	Elite deep E2 altezza 510mm con aggancio easy-set		€ 850
<input type="checkbox"/>	DHA2332	Elite E2 altezza 160mm con aggancio MINI-SET		€ 809
<input type="checkbox"/>	DHA2334	Elite E2 altezza 210mm con aggancio MINI-SET		€ 809
<input type="checkbox"/>	DHA2335	Elite E2 altezza 260mm con aggancio MINI-SET		€ 809
<input type="checkbox"/>	DHA2340	Elite E2 altezza 310mm con aggancio MINI-SET		€ 809
<input type="checkbox"/>	DHA2345	Elite E2 altezza 360mm con aggancio MINI-SET	non possibile con SW 480mm (DHA1350)	€ 809
<input type="checkbox"/>	DHA2350	Elite E2 altezza 410mm con aggancio MINI-SET		€ 809
<input type="checkbox"/>	DHA2355	Elite E2 altezza 460mm con aggancio easy-set		€ 809
<input type="checkbox"/>	DHA2357	Elite E2 altezza 510mm con aggancio easy-set		€ 809

LARGHEZZA SCHIENALI MATRIX

<input type="checkbox"/>	DHA2360	360 MM	○
<input type="checkbox"/>	DHA2362	380 MM	○
<input type="checkbox"/>	DHA2364	410 MM	○
<input type="checkbox"/>	DHA2366	430 MM	○
<input type="checkbox"/>	DHA2368	460 MM	○
<input type="checkbox"/>	DHA2370	480 MM	○
<input type="checkbox"/>	DHA2372	510 MM	○

MANOPOLE DI SPINTA

<input type="checkbox"/>	DHA2400	Senza manopole di spinta	◆
<input type="checkbox"/>	DHA2410	Fisse, corte	€ 40
<input type="checkbox"/>	DHA2420	Fisse, lunghe	€ 40
<input type="checkbox"/>	DHA2430	Regolabili in altezza, con tubi telescopici montati dietro	€ 160
<input type="checkbox"/>	DHA2440	Regolabili in altezza, con tubi telescopici integrati su tubo schienale	€ 165
<input type="checkbox"/>	DHA2450	Pieghevoli	€ 165

SCHIENALE INCLINABILE (RW)

<input type="checkbox"/>	DHA2510	76°	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	DHA2570	89,5°	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	DHA2530	80,5°	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	DHA2590	94°	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	DHA2550	85°	◆				

Se RH < 300 mm non possibile tela schienale standard, non possibile tubo tensore schienale o scegliere senza manopole. La barra stabilizzatrice non può essere montata con le manopole di spinta pieghevoli.
Obbligatorio senza tela schienale nel caso di schienali Matrix.

matrix



Senza manopole non possibile con RH < 300 mm.

Tela schienale standard non possibile con manopole lunghe.

SEDUTA

TELA SEDUTA

<input type="checkbox"/>	DHA2600	Standard, fissa in Nylon nero	◆
--------------------------	---------	-------------------------------	---


OPTIONAL SEDUTA

<input type="checkbox"/>	DHA2700	Cuscino seduta standard, 60 mm con visco	€ 50
<input type="checkbox"/>	DHA2710	Cuscino Matrix Flo-Tech Lite	€ 135
<input type="checkbox"/>	DHA2720	Cuscino LIBRA	€ 629
<input type="checkbox"/>	DHA2740	CLASSIC VISCO CUSHION 375 X 400 MM	€ 80
<input type="checkbox"/>	DHA2742	CLASSIC VISCO CUSHION 405 X 400 MM	€ 80
<input type="checkbox"/>	DHA2744	CLASSIC VISCO CUSHION 430 X 430 MM	€ 80
<input type="checkbox"/>	DHA2746	CLASSIC VISCO CUSHION 455 X 400 MM	€ 80
<input type="checkbox"/>	DHA2800	Marsupio completo di cinturino con clip di fissaggio	€ 85

POGGIAPIEDI

<input type="checkbox"/>	DHA3240	Ribaltabile lateralmente, montato in avanti con inserti antiscivolo	○
<input type="checkbox"/>	DHA3250	Ribaltabile lateralmente, montato indietro con inserti antiscivolo	◆

matrix



Cuscino LIBRA non disponibile con profondità seduta < 400 mm; larghezza seduta da 360 mm disponibile SOLO con profondità seduta da 400/420 mm

STRISCIA FERMA POLPACCIO

- DHA3320 Montata sul supporto delle forcelle ◆
- DHA3330 Montata sul telaio ○

Telaio diritto: Poggiapiedi montato alto non possibile con SW 360 mm
Telaio addotto: Poggiapiedi montato alto non possibile con SW 360 - 400 mm

SPONDINE

- DHA3420 Spondine Paraabiti dritte in carbonio, ribaltabili indietro ○
- DHA3430 Spondine Parafango fisse in carbonio ◆
- DHA3440 Spondine Parafango estraibili e reg.li in H in Carbonio € 220

Le spondine paraabiti aumentano da 0 a 10 mm la larghezza della seduta, le parafango da 5 a 10 mm.

BRACCIOLI

- DHA3480 Braccioli Tubolari Regolabili in altezza, estraibili € 190
- DHA3490 Braccioli a T Regolabili in altezza, estraibili, ridotti, senza fianchetto, solo con spondine dritte € 180

COLORE TELAIO DI SERIE

- DHA4000 Nero spaziale ○ DHA4030 Rosso Carminio ○
- DHA4010 Grigio antracite ○ DHA4040 Azzurro ○
- DHA4020 Bianco candido ○

Colori di serie personalizzabili con decalcomania ed etichetta

COLORE TELAIO SPECIAL

- DHA4060 Giallo Fluo € 300 DHA4100 Nero lucido € 300
- DHA4130 Grigio argento € 300 DHA4170 Arancione dinamite € 300
- DHA4145 Pearl Night Blue € 300 DHA4180 Verde foresta € 300
- DHA4150 Rosso rubino € 300 DHA4050 Personale, su richiesta Preventivo
- DHA4070 Viola atomico € 300

Colori telaio SPECIAL personalizzabili solo con etichetta. + 10 giorni tempi di consegna

STILE

- DHA4190 Decalcomania ○ DHA4195 Etichetta ◆
- DHA4197 Senza etichetta o decalcomania ○

COLORE DECALCOMANIA

- DHA4200 Nero € 150 DHA4230 Rosso € 150
- DHA4210 Grigio scuro € 150 DHA4240 Blu € 150
- DHA4220 Grigio chiaro € 150 DHA4250 Oro € 150

COLORE ETICHETTA

- DHA4300 Nera ○ DHA4310 Rossa ◆

RUOTE

RUOTE ANTERIORI


- DHA5000 3" Supersport ○ DHA5300 5" Everyday, gomma nera ○
- DHA5050 4" Everyday, gomma nera ○ DHA5350 5" Comfort, gomma nera ◆
- DHA5100 4" Comfort, gomma nera ○ DHA5400 5" Starec cerchio nero € 115
- DHA5150 4" Starec cerchio nero € 115 DHA5450 5" FrogLegs Cerchio Nero € 115
- DHA5200 4" FrogLegs Cerchio Nero € 115 DHA5500 5" FrogLegs Cerchio Argento € 115
- DHA5250 4" FrogLegs Cerchio Argento € 115

Ruote da 3" con FSTF < 530 mm
Ruote da 4" solo con FSTF < 540 mm.

CENTRO DI GRAVITA'

- DHA6100 1a posizione *Più Attiva!* ○ DHA6150 6a posizione ○
- DHA6110 2a posizione ○ DHA6160 7a posizione ○
- DHA6120 3a posizione ○ DHA6170 8a posizione ○
- DHA6130 4a posizione ○ DHA6180 9a posizione *Più stabile!* ○
- DHA6140 5a posizione ◆

Regolazioni & posizioni Centro di gravità COG



Asse Tetra clip non compatibile con le ruote Spinergy

PERNO TETRA CLIP

- DHA6300 Asse ad estrazione rapida per ruote posteriori Tetra clip € 125

DIAMETRO RUOTE POSTERIORI

- DHA6410 24" ◆
- DHA6420 25" ○
- DHA6430 26" € 170

TIPO RUOTA POSTERIORE

- DHA6500 24" Ruote **Active** (solo con corrimano in alluminio), raggi radiali neri, cerchio nero ◆
- DHA6510 24" - 26" küschall Starec raggi crociati neri (solo per 24"), mozzo starec grigio, cerchio nero € 110
- DHA6520 24" - 25" High Performance con mozzo Starec nero, raggi crociati neri e cerchio nero € 290
- DHA6550 24" - 25" Spinergy LXX - 18 raggi diametro 3 mm, tutto nero € 650

Ruote Active non compatibili con copriraggi

COPERTONI

- DHA6600 24" Maxxis Lite Guard, pneumatiche ◆
- DHA6625 24"-25"-26" Maxxis Alpha Protect - Antiforatura con doppio strato € 85
- DHA6630 24" - MBL Speedlite - Copertone superleggero antiforatura con rete in acciaio € 95
- DHA6660 24" scolpito, pieno, nero € 60

Copertone pieno non possibile con Ruote High Performance o Spinergy LXX.

CORRIMANO

- DHA6700 24" - 26" SUPERGRIPP, 30 mm regolabile anche 40 mm € 150
- DHA6710 24" - 26" Acciaio, solo a 30 mm € 100
- DHA6720 24" Titanio, solo a 30 mm regolabile anche a 40 mm € 220
- DHA6740 24" **Carbolife Gekko** montato 30 mm regolabile anche a 40 mm € 340
- DHA6750 24" **Carbolife Gekko S**, a 30 mm € 340
- DHA6760 24" **Carbolife CurveL** a 30 mm regolabile a 40 mm € 340
- DHA6770 24" **Carbolife Quadro**, a 30 mm regolabile a 40 mm € 340
- DHA6780 24" - 25" - 26" Light Alu, grigio 30 mm, regolabile anche a 40 cm ◆



<input type="checkbox"/>	DHA6790	24" - 25" - 26" Light Alu, NERO, 30 mm	€ 120	
CAMPANATURA				
<input type="checkbox"/>	DHA6820	Campanatura 0°	○	
<input type="checkbox"/>	DHA6830	Campanatura 1°	○	
<input type="checkbox"/>	DHA6840	Campanatura 3°	○	Campanatura 3° no con freni performance.
COPRIRAGGI				
<input type="checkbox"/>	DHA6900	22" - 24" - 26" Trasparenti	€ 100	
CINTURINO DI CHIUSURA				
<input type="checkbox"/>	DHA7000	Cinturino di fissaggio chiusura con Strapp	€ 30	
<input type="checkbox"/>	DHA7010	Cinturino di fissaggio chiusura con Clip	€ 30	
CORDONCINO DI APERTURA				
<input type="checkbox"/>	DHA7100	Cordoncino di apertura (per aprire anteriormente la carrozzina)	◆	
SICUREZZA & ACCESSORI				
FRENI				
<input type="checkbox"/>	DHA7200	Freno a trazione	○	
<input type="checkbox"/>	DHA7210	Freno a spinta, leva piegata	◆	
<input type="checkbox"/>	DHA7220	Freno a spinta, leva dritta	○	
<input type="checkbox"/>	DHA7230	Freno Performance	€ 90	
<input type="checkbox"/>	DHA7240	Freno Active	€ 90	
<input type="checkbox"/>	DHA7250	Freno Light Active	€ 210	
PROLUNGA FRENO				
<input type="checkbox"/>	DHA7300	Prolunga leva freno per leva dritta	€ 55	
ANTIRIBALTAMENTO				
<input type="checkbox"/>	DHA7500	Antiribaltamento Lato destro	€ 120	
<input type="checkbox"/>	DHA7510	Antiribaltamento Lato sinistro	€ 120	
<input type="checkbox"/>	DHA7520	Antiribaltamento ambo i lati	€ 200	
CINTURE				
<input type="checkbox"/>	DHA7800	Cintura pelvica con chiusura a scatto	€ 60	
<input type="checkbox"/>	DHA7810	Bodypoint Evoflex 2 punti, S	€ 145	
<input type="checkbox"/>	DHA7820	Bodypoint Evoflex 2 punti, M	€ 145	
<input type="checkbox"/>	DHA7830	Bodypoint Evoflex 2 punti, L	€ 145	
ACCESSORI				
<input type="checkbox"/>	DHA7900	Catarifrangenti montati sui raggi	€ 110	
<input type="checkbox"/>	DHA7910	Catarifrangenti (forniti a parte)	€ 60	
<input type="checkbox"/>	DHA8010	Protezioni anteriori del telaio (2 pezzi) in Nylon imbottito nero	€ 60	Possibili solo 2 accessori per lato: antiribaltamento, aiutorbaltamento, ruote passaggi stretti, porta bastone.
<input type="checkbox"/>	DHA8100	Aiuto ribaltamento, lato dx	€ 65	
<input type="checkbox"/>	DHA8200	Porta bastone, lato dx	€ 75	
<input type="checkbox"/>	DHA8300	Ruote da 3" antibarriera solo in combinazione con doppio antiribaltamento	€ 200	
<input type="checkbox"/>	DHA8550	Set utensili	€ 25	
<input type="checkbox"/>	DHA8650	Borsa per ruote	€ 95	
<input type="checkbox"/>	DHA8680	Ruote complete Mountain Bike da 24" con corrimano in alluminio, perni e borsa	€ 480	
<input type="checkbox"/>	DHA8700	Borsa morbida per trasporto Kuschall Champion con ruote	€ 280	
<input type="checkbox"/>	DHA8750	Borsa rigida per trasporto Kuschall Champion SK	€ 330	Attenzione: la borsa rigida per Champion SK non è compatibile quando la carrozzina monta: - spondine parafango fisse - manopole fisse - manopole regolabili in altezza - schienali matrX
<input type="checkbox"/>	DHA8800	Cinturino poggiapolpaccio body point	€ 95	
<input type="checkbox"/>	DHA8850	Borsa bodypoint	€ 100	






onesolution.
one order. one delivery. onesolution

Kuschall matrx Bodypoint

3D VISUALIZER