

Dati Cliente / Rivenditore autorizzato

ragione sociale

indirizzo

email

numero di telefono

Dati Utente

Nome & Cognome

indirizzo

email

num telefono

- DSA0085 **KÜSCHALL THE KSL**

Configurazione Std comprensiva di ruote Starec a raggi neri

Prezzo al pubblico

€ 4.100

- USA0001 **UNIQUE**
Designed by you. Built by us.

- DSA0000 *costruzione speciale extra scheda ordine*

quotazione su richiesta



Carrozzina ad autopinta sulle ruote posteriori a telaio pieghevole, superleggera rispondente integralmente ai requisiti stabiliti dal DPCM sui nuovi Livelli essenziali di Assistenza 2017. Codice NT (configurazione Standard) 12.22.03.012 + aggiuntivi. Codice NR (configurazione Standard) 12.21.06.060 + aggiuntivi. Certificazioni: CE, ISO, MDA, TÜV. NR Repertorio DM 2007036/R

Completa la carrozzina scegliendo tra le altre opzioni disponibili identificate dai simboli sottostanti (tutte le dimensioni hanno una tolleranza di ±10 mm). Presta sempre attenzione alle note a fianco.

Casella da barrare Configurazione Standard Opzioni senza sovrapprezzo

SCEGLI TELAIO E MISURA SEDUTA

ANGOLO DEL TELAIO

- | | | |
|----------------------------------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> DSA1000 | Telaio inclinato di 75° rispetto al suolo | ◆ |
| <input type="checkbox"/> DSA1010 | Telaio inclinato di 75° rispetto al suolo con adduzione anteriore | ○ |
| <input type="checkbox"/> DSA1020 | Telaio inclinato di 90° rispetto al suolo | € 120 |
| <input type="checkbox"/> DSA1030 | Telaio inclinato di 90° rispetto al suolo con adduzione anteriore | € 120 |

TELAIO SALDATO

- | | | |
|----------------------------------|--------------------|---------|
| <input type="checkbox"/> USA1270 | Telaio Full welded | € 1.100 |
|----------------------------------|--------------------|---------|

LARGHEZZA SEDUTA (SW)

- | | | | | | |
|----------------------------------|--------|---|----------------------------------|--------|---|
| <input type="checkbox"/> DSA1315 | 340 mm | ○ | <input type="checkbox"/> DSA1330 | 400 mm | ◆ |
| <input type="checkbox"/> DSA1320 | 360 mm | ○ | <input type="checkbox"/> DSA1335 | 420 mm | ○ |
| <input type="checkbox"/> DSA1325 | 380 mm | ○ | <input type="checkbox"/> DSA1340 | 440 mm | ○ |

PROFONDITA' SEDUTA (SD)

- | | | | | | |
|----------------------------------|--------|---|----------------------------------|--------|---|
| <input type="checkbox"/> DSA1430 | 385 mm | ○ | <input type="checkbox"/> DSA1470 | 460 mm | ○ |
| <input type="checkbox"/> DSA1440 | 410 mm | ◆ | <input type="checkbox"/> DSA1485 | 485 mm | ○ |
| <input type="checkbox"/> DSA1455 | 435 mm | ○ | | | |

BARRA DI TRASFERIMENTO

- | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> DE260697 | Larghezza seduta 340 mm | € 880 |
| <input type="checkbox"/> DE260699 | Larghezza seduta 360 mm | € 880 |
| <input type="checkbox"/> DE260700 | Larghezza seduta 380 mm | € 880 |
| <input type="checkbox"/> DE260701 | Larghezza seduta 400 mm | € 880 |
| <input type="checkbox"/> DE260702 | Larghezza seduta 420 mm | € 980 |
| <input type="checkbox"/> DE260703 | Larghezza seduta 440 mm | € 980 |

ALTEZZA SCHIENALE (BH)

- | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------|---|----------------------------------|--------|---|
| <input type="checkbox"/> DSA1600 | Per schienale MATRX | ○ | <input type="checkbox"/> DSA1635 | 360 mm | ○ |
| <input type="checkbox"/> DSA1605 | 270 mm | ○ | <input type="checkbox"/> DSA1640 | 375 mm | ◆ |
| <input type="checkbox"/> DSA1610 | 285 mm | ○ | <input type="checkbox"/> DSA1645 | 390 mm | ○ |
| <input type="checkbox"/> DSA1615 | 300 mm | ○ | <input type="checkbox"/> DSA1650 | 405 mm | ○ |
| <input type="checkbox"/> DSA1620 | 315 mm | ○ | <input type="checkbox"/> DSA1655 | 420 mm | ○ |
| <input type="checkbox"/> DSA1625 | 330 mm | ○ | | | |
| <input type="checkbox"/> DSA1630 | 345 mm | ○ | | | |

ALTEZZA Seduta anteriore (FSTF)

- | | | | | | |
|----------------------------------|--------|---|----------------------------------|--------|---|
| <input type="checkbox"/> DSA1740 | 450 mm | ○ | <input type="checkbox"/> DSA1765 | 500 mm | ◆ |
| <input type="checkbox"/> DSA1745 | 460 mm | ○ | <input type="checkbox"/> DSA1770 | 510 mm | ○ |
| <input type="checkbox"/> DSA1750 | 470 mm | ○ | <input type="checkbox"/> DSA1775 | 520 mm | ○ |
| <input type="checkbox"/> DSA1755 | 480 mm | ○ | <input type="checkbox"/> DSA1780 | 530 mm | ○ |
| <input type="checkbox"/> DSA1760 | 490 mm | ○ | | | |

ALTEZZA Seduta posteriore (RSTF)

- | | | | | | |
|----------------------------------|--------|---|----------------------------------|--------|---|
| <input type="checkbox"/> DSA1820 | 400 mm | ○ | <input type="checkbox"/> DSA1845 | 450 mm | ○ |
| <input type="checkbox"/> DSA1825 | 410 mm | ○ | <input type="checkbox"/> DSA1850 | 460 mm | ○ |
| <input type="checkbox"/> DSA1830 | 420 mm | ○ | <input type="checkbox"/> DSA1855 | 470 mm | ○ |
| <input type="checkbox"/> DSA1835 | 430 mm | ○ | <input type="checkbox"/> DSA1860 | 480 mm | ○ |
| <input type="checkbox"/> DSA1840 | 440 mm | ◆ | | | |

LUNGHEZZA GAMBE (LLL)

- | | | | | | |
|----------------------------------|--------|---|----------------------------------|--------|---|
| <input type="checkbox"/> DSA1930 | 350 mm | ○ | <input type="checkbox"/> DSA1946 | 430 mm | ◆ |
| <input type="checkbox"/> DSA1932 | 360 mm | ○ | <input type="checkbox"/> DSA1948 | 440 mm | ○ |
| <input type="checkbox"/> DSA1934 | 370 mm | ○ | <input type="checkbox"/> DSA1950 | 450 mm | ○ |
| <input type="checkbox"/> DSA1936 | 380 mm | ○ | <input type="checkbox"/> DSA1952 | 460 mm | ○ |
| <input type="checkbox"/> DSA1938 | 390 mm | ○ | <input type="checkbox"/> DSA1954 | 470 mm | ○ |
| <input type="checkbox"/> DSA1940 | 400 mm | ○ | <input type="checkbox"/> DSA1956 | 480 mm | ○ |
| <input type="checkbox"/> DSA1942 | 410 mm | ○ | <input type="checkbox"/> DSA1958 | 490 mm | ○ |
| <input type="checkbox"/> DSA1944 | 420 mm | ○ | <input type="checkbox"/> DSA1960 | 500 mm | ○ |

one order. one delivery. onesolution



Kuschall Matrx Bodypoint

Leggere sempre le note a fianco

Assicurarsi di prendere sempre le nuove misure prima di compilare la scheda.

TELAIO 90°
ora compatibile
con RUOTE DA 5"

Se è richiesto l'antiribaltamento con il telaio Full Welded, il codice DE262033 deve essere ordinato separatamente

Per ordinare la barra di trasferimento è necessaria una costruzione speciale. Per richiederla seleziona la casella INVACARE UNIQUE (all'inizio della scheda d'ordine)



Altezza seduta posteriore varia da:

- Altezza seduta anteriore - 100mm a altezza seduta anteriore - 20mm

Con telaio a 90° la lunghezza gambe può essere:

- Da altezza seduta anteriore meno 80 mm a altezza seduta anteriore a meno 40 mm

Con telaio a 75° la lunghezza delle gambe può essere:

- Da altezza seduta posteriore meno 100 mm a altezza seduta anteriore meno 30 mm

SCHIENALE


TIPO SCHIENALE			
<input type="checkbox"/>	DSA2110	Schienale fisso nello stesso colore del telaio	◆
<input type="checkbox"/>	DSA2140	Schienale abbattibile e regolabile in inclinazione del colore del telaio	€ 75
TELA SCHIENALE			
<input type="checkbox"/>	DSA2200	Fissa, imbottita e rivestita in Nylon	◆
<input type="checkbox"/>	DSA2210	Fissa Air Light, traforata ed imbottita sui lati	€ 130
<input type="checkbox"/>	DSA2220	Tensionabile con Velcro, fodera regolabile nera PREMIUM	○
<input type="checkbox"/>	DSA2230	Tensionabile con Velcro, imbottita e fodera traspirante Aero Back	€ 175
<input type="checkbox"/>	DSA2240	Senza tela schienale	○
SCHIENALE MATRX PRE MONTATO			
<input type="checkbox"/>	DSA2300	MATRX MX2, altezza 150 MM sgancio rapido	€ 809
<input type="checkbox"/>	DSA2305	MATRX MX2, altezza 230 MM sgancio rapido	€ 809
<input type="checkbox"/>	DSA2310	MATRX MX2, altezza 305 MM sgancio rapido	€ 809
<input type="checkbox"/>	DSA2315	MATRX MX2, altezza 405 MM sgancio rapido	€ 809
LARGHEZZA SCHIENALI MATRX			
<input type="checkbox"/>	DSA2360	360 MM	○
<input type="checkbox"/>	DSA2362	380 MM	○
<input type="checkbox"/>	DSA2364	410 MM	○
<input type="checkbox"/>	DSA2366	430 MM	○
MANOPOLE DI SPINTA			
<input type="checkbox"/>	DSA2400	Senza manopole di spinta	○
<input type="checkbox"/>	DSA2410	Fisse, corte	◆
<input type="checkbox"/>	DSA2420	Fisse, lunghe	€ 60
<input type="checkbox"/>	DSA2440	Regolabili in altezza, con tubi telescopici integrati su tubo schienale	€ 175
<input type="checkbox"/>	DSA2450	Pieghevoli	€ 175
SCHIENALE INCLINABILE (RW)			
<input type="checkbox"/>	DSA2500	74°	○
<input type="checkbox"/>	DSA2520	78°	○
<input type="checkbox"/>	DSA2540	82°	◆
<input type="checkbox"/>	DSA2560	86°	○
<input type="checkbox"/>	DSA2580	90°	○

Lo schienale Matrx arriva assieme alla carrozzina e premontato.

matrx
EASY TO USE



Manopole di spinta con tubi telescopici solo con schienali Matrx



SEDUTA

TELA SEDUTA			
<input type="checkbox"/>	DSA2600	Standard, fissa in Nylon nero	◆
<input type="checkbox"/>	DSA2630	Tela seduta Light	€ 100
CUSCINO SEDUTA			
<input type="checkbox"/>	DSA2700	Cuscino seduta standard, 60 mm con visco	€ 50
<input type="checkbox"/>	DSA2710	Flo-tech Lite	€ 110
<input type="checkbox"/>	DSA2720	Matrx Libra	€ 600
POGGIAPIEDI			
<input type="checkbox"/>	DSA3200	Tubolare in alluminio con profilo Hydroforming	◆
<input type="checkbox"/>	DSA3210	Tubolare in titanio	€ 125
<input type="checkbox"/>	DSA3220	Unico in carbonio, regolabile in inclinazione	€ 195
COPERTURA POGGIAPIEDE			
<input type="checkbox"/>	DSA3290	Copripedana in plastica	€ 70
POGGIAPOLPACCIO			
<input type="checkbox"/>	DSA3300	Striscia poggiapolpaccio sul telaio	◆
<input type="checkbox"/>	DSA3305	Striscia poggiapolpaccio sul supporto	€ 45

Tela seduta light non compatibile con larghezza seduta > 420 mm e larghezza seduta > 425 mm

matrx
EASY TO USE



Cuscini Matrx non possibili con larghezza seduta 340 e profondità 385

SPONDINE

<input type="checkbox"/>	DSA3410	Paraabiti dritte in carbonio fisse	○
<input type="checkbox"/>	DSA3430	Parafango in carbonio, fisse	◆
COLORE TELAIO DI SERIE			
<input type="checkbox"/>	DSA4000	Nero spaziale	○
<input type="checkbox"/>	DSA4010	Grigio antracite	○
<input type="checkbox"/>	DSA4020	Bianco candido	○
<input type="checkbox"/>	DSA4030	Rosso Carminio	○
<input type="checkbox"/>	DSA4040	Azzurro	○
COLORE TELAIO SPECIAL			
<input type="checkbox"/>	DSA4060	Giallo Fluo	€ 300
<input type="checkbox"/>	DSA4100	Nero lucido	€ 300
<input type="checkbox"/>	DSA4130	Grigio argento	€ 300
<input type="checkbox"/>	DSA4170	Arancione dinamite	€ 300
<input type="checkbox"/>	DSA4145	Pearl Night Blue	€ 300
<input type="checkbox"/>	DSA4180	Verde foresta	€ 300
<input type="checkbox"/>	DSA4150	Rosso rubino	€ 300
<input type="checkbox"/>	DSA4050	Personale, su richiesta	Preventivo
<input type="checkbox"/>	DSA4070	Viola atomico	€ 300

Colori telaio SPECIAL personalizzabili solo con etichetta. + 10 giorni tempi di consegna

STILE


<input type="checkbox"/>	DSA4190	Decalcomania	○
<input type="checkbox"/>	DSA4197	Senza etichetta o decalcomania	○
<input type="checkbox"/>	DSA4195	Etichetta	◆
COLORE DECALCOMANIA			
<input type="checkbox"/>	DSA4200	Nero	€ 150
<input type="checkbox"/>	DSA4230	Rosso	€ 150
<input type="checkbox"/>	DSA4210	Grigio scuro	€ 150
<input type="checkbox"/>	DSA4240	Blu	€ 150
<input type="checkbox"/>	DSA4220	Grigio chiaro	€ 150
<input type="checkbox"/>	DSA4250	Oro	€ 150
COLORE ETICHETTA			
<input type="checkbox"/>	DSA4300	Nera	○
<input type="checkbox"/>	DSA4310	Rossa	◆

Colori di serie personalizzabili con decalcomania ed etichetta


RUOTE

RUOTE ANTERIORI					
□ DSA5000	3" Supersport	○	□ DSA5300	5" Everyday, gomma nera	○
□ DSA5050	4" Everyday, gomma nera	○	□ DSA5350	5" Comfort, gomma nera	◆
□ DSA5100	4" Comfort, gomma nera	○	□ DSA5400	5" Starec cerchio nero	€ 110
□ DSA5150	4" Starec cerchio nero	€ 110	□ DSA5450	5" FrogLegs Cerchio Nero	€ 110
□ DSA5200	4" FrogLegs Cerchio Nero	€ 110	□ DSA5500	5" FrogLegs Cerchio Argento	€ 110
□ DSA5250	4" FrogLegs Cerchio Argento	€ 110			
SUPPORTO PRE IL CENTRO DI GRAVITA' REGOLABILE					
□ USA6050	Centro di gravità REGOLABILE in +/- 1 posizione				€ 600
CENTRO DI GRAVITA' POSIZIONE DELL'ASSE FISSA					
□ DSA6100	140 mm equivalente alla posizione 1 del modulo seduta della K-Series	○			
□ DSA6110	125 mm equivalente alla posizione 2 del modulo seduta della K-Series	○			
□ DSA6120	110 mm equivalente alla posizione 3 del modulo seduta della K-Series	○			
□ DSA6130	95 mm equivalente alla posizione 4 del modulo seduta della K-Series	○			
□ DSA6140	80 mm equivalente alla posizione 5 del modulo seduta della K-Series	○			
ANGOLO DI CAMPANATURA ASSE IN CARBONIO					
□ DDX6200	Campanatura 0°	○	□ DDX6210	Campanatura 3°	◆
□ DDX6220	Campanatura 6°	○			
PERNO ad estrazione rapida delle ruote posteriori					
□ DSA6300	Asse ad estrazione rapida per ruote posteriori Tetra clip				€ 125
DIAMETRO RUOTE POSTERIORI					
□ DDS6410	24"	◆	□ DDS6420	25"	○
TIPO RUOTA POSTERIORE					
□ DSA6510	24" - 26" küschall Starec raggi crociati neri (solo per 24"), mozzo starec grigio, cerchio nero	◆			
□ DSA6520	24" - 25" High Performance con mozzo Starec nero, raggi crociati neri e cerchio nero	€ 110			
□ DSA6550	24" - 25" Spinergy LXX - 18 raggi diametro 3 mm, tutto nero	€ 665			
COPERTONI					
□ DSA6600	24" Maxxis Lite Guard, pneumatiche	◆			
□ DSA6625	24"-25" Maxxis Alpha Protect - Antiforatura con doppio strato	€ 85			
□ DSA6630	24" - MBL Speedlite - Copertone superleggero antiforatura con rete in acciaio	€ 95			
CORRIMANO					
□ DSA6700	24" SUPERGRIPP, 30 mm regolabile anche 40 mm	€ 150			
□ DSA6710	24" Acciaio, solo a 30 mm	€ 100			
□ DSA6720	24" Titanio a 30 mm regolabile anche a 40 mm	€ 220			
□ DSA6740	24" - 25" Carbolife Gekko montato 30 mm	€ 340			
□ DSA6750	24" - 25" Carbolife Gekko S , a 30 mm	€ 340			
□ DSA6760	24" Carbolife CurveL a 30 mm regolabile anche a 40 mm	€ 340			
□ DSA6770	24" Carbolife Quadro , a 30 mm	€ 340			
□ DSA6780	24" - 25" - 26" Light Alu, grigio 30 mm, regolabile anche a 40 cm	◆			
□ DSA6790	24" - 25" Light Alu, NERO, 30 mm	€ 120			
COPRIRAGGI					
□ DSA6900	24" Trasparenti	€ 100			
□ DSA6910	24" Neri	€ 100			
SICUREZZA & ACCESSORI					
FRENI					
□ DSA7210	Freno a spinta, leva piegata	◆			
□ DSA7240	Freno Active	€ 90			
□ DSA7230	Freno Performance	€ 90			
□ DSA7250	Freno Light Active	€ 210			
ANTIRIBALTAMENTO					
□ DSA7500	Antiribaltamento Lato destro	€ 120			
□ DSA7510	Antiribaltamento Lato sinistro	€ 120			
□ DSA7520	Antiribaltamento ambo i lati	€ 200			
CINTURE					
□ DSA7810	Bodypoint Evoflex 2 punti, S	€ 145			
□ DSA7820	Bodypoint Evoflex 2 punti, M	€ 145			
□ DSA7830	Bodypoint Evoflex 2 punti, L	€ 145			
ACCESSORI					
□ DSA8010	Protezioni anteriori del telaio (2 pezzi) in Nylon imbottito nero	€ 60			
□ DSA8500	Pompa	€ 25			
□ DSA8550	Kit attrezzi	€ 15			
□ DSA8650	Borsa per ruote	€ 95			
□ DSA8680	Ruote complete Mountain Bike da 24" con corrimano in alluminio, perni e borsa	€ 480			
□ DSA8800	Poggiapolpaccio Body Point	€ 60			
□ DSA8850	Borsa per il trasporto Body Point	€ 110			

Ruote da 5" non possibili con telaio a 90°.



A confronto con il modulo seduta della Serie-K: Posizione 1 la più attiva, posizione 5 la meno attiva



Asse Tetra clip non compatibile con le ruote Spinergy.

ATTENZIONE! Con corrimano **Carbolife** le ruote high performance sono senza sovrapprezzo

UNIQUE

Designed by you. Built by us.

CUCITURE COLORATE per tela schienale AERO BACK (DSA2230)

<input type="checkbox"/>	USA2241	Giallo NEON	€ 170	<input type="checkbox"/>	USA2244	Bianco	€ 170
<input type="checkbox"/>	USA2242	Rosa NEON	€ 170	<input type="checkbox"/>	USA2245	Rosso	€ 170
<input type="checkbox"/>	USA2243	Blu	€ 170	<input type="checkbox"/>	USA0002	Colore speciale inserire RAL	quotazione su richiesta

RICAMO per tela schienale AERO BACK (DHA2230)

<input type="checkbox"/>	USA2246	Faccina Emoticon Smile	€ 260	<input type="checkbox"/>	USA2250	Cactus	€ 260
<input type="checkbox"/>	USA2248	Viaggiatore	€ 260	<input type="checkbox"/>	USA2251	Logo Kuschall colorato	€ 260
<input type="checkbox"/>	USA2249	Fiori di ciliegio	€ 260	<input type="checkbox"/>	USA0003	Ricamo personalizzato	quotazione su richiesta

RICAMO con effetto vellutato per AERO BACK (DHA2230)

<input type="checkbox"/>	USA2253	Faccina Emoticon Smile	€ 120	<input type="checkbox"/>	USA2257	Cactus	€ 120
<input type="checkbox"/>	USA2255	Viaggiatore	€ 120	<input type="checkbox"/>	USA2259	Tavolozza colori	€ 120
<input type="checkbox"/>	USA2256	Fiori di ciliegio	€ 120	<input type="checkbox"/>	USA0004	Ricamo personalizzato	quotazione su richiesta

CUCITURE COLORATE per tela seduta standard (DH2600)

<input type="checkbox"/>	USA2602	Giallo NEON	€ 170	<input type="checkbox"/>	USA2605	Bianco	€ 170
<input type="checkbox"/>	USA2603	Rosa NEON	€ 170	<input type="checkbox"/>	USA2606	Rosso	€ 170
<input type="checkbox"/>	USA2604	Blu	€ 170	<input type="checkbox"/>	USA0005	Colore speciale inserie RAL	quotazione su richiesta

NUOVI COLORI TELAIO

<input type="checkbox"/>	USA4101	Lucido a specchio	€ 1.050	<input type="checkbox"/>	USA4104	Viola prugna	€ 750
<input type="checkbox"/>	USA4102	Verde pastello	€ 750	<input type="checkbox"/>	USA4105	Salmone	€ 750
<input type="checkbox"/>	USA4103	Blu cielo	€ 750	<input type="checkbox"/>	USA0008	Colore speciale inserie RAL	quotazione su richiesta
<input type="checkbox"/>	USA4066	Finitura effetto SMALTO per i nuovi colori					€ 590

COLORE DECALCOMANIA

<input type="checkbox"/>	USA4252	Giallo NEON	€ 215	<input type="checkbox"/>	USA4255	Rosa NEON	€ 215
<input type="checkbox"/>	USA4253	Verde NEON	€ 215	<input type="checkbox"/>	USA4256	Rosso NEON	€ 215
<input type="checkbox"/>	USA4254	Arancione NEON	€ 215	<input type="checkbox"/>	USA0009	Colore speciale inserie RAL	quotazione su richiesta

COLORE MOZZO per ruote anteriori FROGLEGS cod. 5200 e 5450

<input type="checkbox"/>	USA5502	Rosa	€ 250	<input type="checkbox"/>	USA5507	Viola	€ 250
<input type="checkbox"/>	USA5504	AranCione	€ 250	<input type="checkbox"/>	USA5508	Rosso	€ 250
<input type="checkbox"/>	USA5506	Blu	€ 250	<input type="checkbox"/>	USA5509	Oro	€ 250

TIPO DI CUSCINETTO per forcelle anteriori da 4" e 5"

<input type="checkbox"/>	USA5510	Cuscinetti ceramici per le ruote anteriori 4" e 5"	€ 390
--------------------------	---------	--	-------

TIPO RUOTA POSTERIORE

<input type="checkbox"/>	USA6551	24" - 25" Spinergy LITE EXTREME LX - Colori UNIQUE disponibili	€ 1.510
<input type="checkbox"/>	USA6552	24" - 25" Spinergy LITE EXTREME X-LACED XLX - Colori UNIQUE disponibili	€ 1.580
<input type="checkbox"/>	USA6553	24" - 25" Spinergy X-LACED SPORT LITE EXTREME XSLX - Colori UNIQUE disponibili	€ 1.680
<input type="checkbox"/>	USA6554	24" - 25" Spinergy CARBON FIBER CLX - Colori UNIQUE disponibili	€ 1.915

COLORE CERCHIONE ANODIZZATO solo per Spinergy

<input type="checkbox"/>	USA6557	Blu	€ 135	<input type="checkbox"/>	USA6560	Arancione	€ 135
<input type="checkbox"/>	USA6558	Oro	€ 135	<input type="checkbox"/>	USA6561	Rosso	€ 135
<input type="checkbox"/>	USA6559	Verde	€ 135	<input type="checkbox"/>	USA6562	Viola	€ 135

COLORE MOZZO ANODIZZATO solo per Spinergy

<input type="checkbox"/>	USA6563	Blu	€ 135	<input type="checkbox"/>	USA6567	Arancione	€ 135
<input type="checkbox"/>	USA6564	Oro	€ 135	<input type="checkbox"/>	USA6568	Rosso	€ 135
<input type="checkbox"/>	USA6565	Argento	€ 135	<input type="checkbox"/>	USA6569	Viola	€ 135
<input type="checkbox"/>	USA6566	Verde	€ 135				

COLORE RAGGI solo per Spinergy

<input type="checkbox"/>	USA6570	Blu	€ 135	<input type="checkbox"/>	USA6574	Rosso	€ 135
<input type="checkbox"/>	USA6571	Verde	€ 135	<input type="checkbox"/>	USA6575	Viola	€ 135
<input type="checkbox"/>	USA6572	Arancione	€ 135	<input type="checkbox"/>	USA6576	Bianco	€ 135
<input type="checkbox"/>	USA6573	Rosa	€ 135	<input type="checkbox"/>	USA6577	Giallo	€ 135

TIPO DI CUSCINETTO solo per Spinergy

<input type="checkbox"/>	USA6579	Cuscinetti ceramici per le ruote posteriori	€ 300
--------------------------	---------	---	-------

PERSONALIZZAZIONE KIT UNIQUE

<input type="checkbox"/>	USA6960	KIT UNIQUE 1 - Colore forcelle	€ 310
<input type="checkbox"/>	USA6961	KIT UNIQUE 2 - Colore forcelle, supporto schienale, tappi seduta, mosetti freno	€ 450
<input type="checkbox"/>	USA6963	KIT UNIQUE 3 - Colore forcelle, supp. schienale, tappi seduta, mosetti freno, supp. asse, tubo poggiatesta	€ 580

COLORI PREMIUM ANODIZZATI PER IL KIT UNIQUE

<input type="checkbox"/>	USA6963	Rosso	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	USA6968	Oro	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	USA6964	Viola	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	USA6969	Chamagne	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	USA6965	Rame	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	USA6970	Rosa	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	USA6966	Verde	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	USA6971	Blu	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	USA6967	Arancione	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	USA6972	Finitura a specchio	<input type="radio"/>



UNIQUE

Designed by you. Built by us.

onesolution.

one order. one delivery. onesolution

3D VISUALIZER

Kuschall matrix BIP Bodypoint