

INVACARE

ESPRIT Action

Dati Cliente / Rivenditore autorizzato

Ragione sociale

Indirizzo

Email

Telefono

Dati Utente

Nome & Cognome

Indirizzo

Email

Telefono


 SPB0100 **ESPRIT Action** € 4.730

La configurazione standard comprende tutti i codici in scheda contrassegnati dal simbolo ◆

Carrozzina elettronica pieghevole con telaio smontabile, motori nei mozzi delle ruote made in Alber
 Comando remoto tipo e-fix con tecnologia Alber e sistema GYROSCOPICO integrato
 Batterie AGM da 36V, 7,65 Ah, 6 Km/h, range fino a 15 km
 Peso totale della carrozzina 40,3 kg - smontata 13,8 Kg il componente più pesante

Codifica suggerita per omogeneità funzionale

12.21.27.009

12.24.03.163

Nr DM: 2142591/R



Gyro



Dimensioni contenute



Dimensioni



Design



3 Driving mode

Completa la carrozzina scegliendo tra le altre opzioni disponibili identificate dai simboli sottostanti (tutte le dimensioni hanno una tolleranza di ±10 mm). Presta sempre attenzione alle note a fianco

 Casella da barrare ◆ Configurazione Standard ○ Opzioni senza sovrapprezzo

MODELLO

- | | | |
|----------------------------------|---|---|
| <input type="checkbox"/> SPB0050 | Esprit Action Junior (crociera singola) | ○ |
| <input type="checkbox"/> SPB0060 | Esprit Action Adulto (crociera doppia) | ◆ |

Leggere sempre le note a fianco

TELAIO

- | | | | |
|----------------------------------|--|---|------------------------|
| <input type="checkbox"/> SPB0200 | Crociera singola (larghezza seduta da 305 a 380 mm e profondità da 325 a 375 mm) | ○ | Portata Massima 80 Kg |
| <input type="checkbox"/> SPB0060 | Doppia Crociera (larghezza seduta da 380 a 605 mm e profondità da 400 a 500 mm) | ◆ | Portata Massima 125 Kg |

SUPPORTO COMANDO REMOTO

- | | | |
|----------------------------------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> SPB0300 | Supporto standard | ◆ |
| <input type="checkbox"/> SPB0310 | Supporto swing away interno ed esterno tipo Alber e-fix | € 250 |
| <input type="checkbox"/> SPB0400 | Comando a DX | ○ |
| <input type="checkbox"/> SPB0410 | Comando a SX | ○ |



SPB0310

DOPPIO COMANDO INTUITIVO

- | | | |
|----------------------------------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> SPB0440 | Comando intuitivo montato a DX con doppia manopola | € 950 |
| <input type="checkbox"/> SPB0450 | Comando intuitivo montato a SX con doppia manopola | € 950 |
| <input type="checkbox"/> SPB0460 | Comando intuitivo con sgancio rapido con manopola singola | € 900 |

VELOCITA' MASSIMA

- | | | |
|----------------------------------|--------|-------|
| <input type="checkbox"/> SPB0500 | 6 Km/h | ◆ |
| <input type="checkbox"/> SPB0510 | 8 Km/h | € 150 |

BATTERIE

- | | | |
|----------------------------------|-------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> SPB0600 | Pacco batteria da 7,65 Ah/36V | ◆ |
|----------------------------------|-------------------------------|---|

POTENZIAMENTI

- | | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> SPB0610 | Batteria addizionale da 7,65 Ah/36V | € 450 |
| <input type="checkbox"/> SPB0630 | Protezione comando | € 70 |



SPB0630

| Seat depth in mm | (MM) | Seat width in mm | | | | | | | | | | |
|------------------|------|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | 305 | 330 | 355 | 380 | 405 | 430 | 455 | 480 | 505 | 555 | 605 |
| 325->375 | | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | | | | | | | |
| 400 | | | | | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | | |
| 400->450 | | | | | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
| 450 | | | | | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
| 450->500 | | | | | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
| 500 | | | | | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |

☑ Max user weight 80kg (Single Crossbar)

☑ Max user weight 125kg (Double Crossbar)

SCEGLI MISURE SEDUTA

LARGHEZZA SEDUTA JUNIOR

- | | | |
|----------------------------------|--------|---|
| <input type="checkbox"/> SPB1000 | 305 mm | ○ |
| <input type="checkbox"/> SPB1010 | 330 mm | ○ |
| <input type="checkbox"/> SPB1020 | 355 mm | ◆ |
| <input type="checkbox"/> SPB1030 | 380 mm | ○ |

| LARGHEZZA SEDUTA ADULTO | | | |
|---|---------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> | SPB1040 | 380 mm | ○ |
| <input type="checkbox"/> | SPB1050 | 405 mm | ○ |
| <input type="checkbox"/> | SPB1060 | 430 mm | ◆ |
| <input type="checkbox"/> | SPB1070 | 455 mm | ○ |
| <input type="checkbox"/> | SPB1080 | 480 mm | ○ |
| <input type="checkbox"/> | SPB1090 | 505 mm | ○ |
| <input type="checkbox"/> | SPB1100 | 555 mm - tela seduta rinforzata | € 50 |
| <input type="checkbox"/> | SPB1100 | 605 mm - tela seduta rinforzata | € 50 |
| PROFONDITA' SEDUTA | | | |
| <input type="checkbox"/> | SPB1200 | Reg.le da 325 a 375 mm regolabile in profondità - settata a 350 mm | ○ |
| <input type="checkbox"/> | SPB1210 | 400 mm | ○ |
| <input type="checkbox"/> | SPB1220 | Reg.le da 400 a 450 mm regolabile in profondità - settata a 430 mm | ◆ |
| <input type="checkbox"/> | SPB1230 | 450 mm | ○ |
| <input type="checkbox"/> | SPB1240 | Reg.le da 450 a 500 mm regolabile in profondità | ○ |
| <input type="checkbox"/> | SPB1250 | 500 mm | ○ |
| ALTEZZA SEDUTA | | | |
| <input type="checkbox"/> | SPB1300 | 460 mm | ◆ |
| <input type="checkbox"/> | SPB1310 | 485 mm | ○ |
| TIPO FODERA SEDUTA | | | |
| <input type="checkbox"/> | SPB1400 | Nylon, nera con 2 strisce in Velcro (Reg.le in largh. e prof.) | ○ |
| <input type="checkbox"/> | SPB1410 | Nylon, nera, imbottita | ◆ |
| SCEGLI IL TIPO DI SCHIENALE | | | |
| TIPO DI SCHIENALE | | | |
| <input type="checkbox"/> | SPB2000 | Angolo fisso 7° reg.le in 2 Altezze 400/430 settato a 430 mm | ◆ |
| <input type="checkbox"/> | SPB2010 | Angolo fisso 7° altezza 510 mm | ○ |
| <input type="checkbox"/> | SPB2020 | Ribaltabile altezza 430 mm | € 50 |
| <input type="checkbox"/> | SPB2030 | Ribaltabile altezza 510 mm | € 50 |
| <input type="checkbox"/> | SPB2040 | Regolabile in inclinazione (da -15° a +15°) e abbattibile | € 150 |
| <input type="checkbox"/> | SPB2050 | Recl. pneu (0° - 30°) e abbattibile, H 390/410/430 - consegnato a 430 mm | € 150 |
| <input type="checkbox"/> | SPB2060 | Recl. a crem. (0° - 30°), H 390/410/430 mm - consegnato a 430 mm | € 80 |
| <input type="checkbox"/> | SPB2070 | Recl. a crem. (0° - 30°), H 470/490/510 mm - consegnato a 510 mm | € 80 |
| <input type="checkbox"/> | SPB2080 | Recl. pneu (0° - 30°), H 390/410/430 - consegnato a 430 mm | € 100 |
| <input type="checkbox"/> | SPB2090 | Recl. pneu (0° - 30°), H 470/490/510 - consegnato a 510 mm | € 100 |
| <input type="checkbox"/> | SPB2100 | Recl. pneu (0° - 30°), con schienale Laguna H 510 mm | € 150 |
| SCHIENALE MATRIX (con schienale reclinabile, si perdono circa 20 mm in profondità) + 5 giorni per la consegna | | | |
| <input type="checkbox"/> | SPB2200 | Matrix Elite E2 con agganci - 405 mm | € 800 |
| <input type="checkbox"/> | SPB2210 | Matrix Elite E2 con agganci - 455 mm | € 800 |
| <input type="checkbox"/> | SPB2220 | Matrix Elite Deep E2 con agganci - 405 mm | € 800 |
| <input type="checkbox"/> | SPB2230 | Matrix Elite Deep E2 con agganci - 455 mm | € 800 |
| TELA SCHIENALE | | | |
| <input type="checkbox"/> | SPB2300 | 1 fascia tens con supporto lombare, bi-materiale imbottita | ○ |
| <input type="checkbox"/> | SPB2310 | 4 fasce tens, bi-materiale contour | € 20 |
| <input type="checkbox"/> | SPB2320 | 8-10 fasce tensionabili, bi-materiale contour | ◆ |
| <input type="checkbox"/> | SPB2330 | Schienale Passad 2 nero TR26. H 510 mm | € 40 |
| SCEGLI PEDANE E POGGIPIEDI | | | |
| PEDANA DESTRA | | | |
| <input type="checkbox"/> | SPB3000 | Fissa a 80° tubo corto - UL da 200 a 330 | ○ |
| <input type="checkbox"/> | SPB3010 | Fissa a 80° tubo lungo - UL da 340 a 470 mm | ◆ |
| <input type="checkbox"/> | SPB3020 | Elevabile da 0° a 75°, con poggia polpaccio - UL Da 340 a 500mm | € 75 |
| <input type="checkbox"/> | SPB3030 | Per amputato reg.le in altezza, inclinazione e profondità | € 120 |
| PEDANA SINISTRA | | | |
| <input type="checkbox"/> | SPB3100 | Fissa a 80° tubo corto - UL da 200 a 330 | ○ |
| <input type="checkbox"/> | SPB3110 | Fissa a 80° tubo lungo - UL da 340 a 470 mm | ◆ |
| <input type="checkbox"/> | SPB3120 | Elevabile da 0° a 75°, con poggia polpaccio - UL Da 340 a 500mm | € 75 |
| <input type="checkbox"/> | SPB3130 | Per amputato reg.le in altezza, inclinazione e profondità | € 120 |
| POGGIPIEDE DESTRO | | | |
| <input type="checkbox"/> | SPB3200 | Ribaltabile | ◆ |
| <input type="checkbox"/> | SPB3210 | Ribaltabile e articolato | € 30 |
| <input type="checkbox"/> | SPB3220 | Unico, ribaltabile a sx | € 160 |
| POGGIPIEDE SINISTRO | | | |
| <input type="checkbox"/> | SPB3300 | Ribaltabile | ◆ |
| <input type="checkbox"/> | SPB3310 | Ribaltabile e articolato | € 30 |
| SCEGLI IL TIPO DI BRACCIOLI | | | |
| LATO DESTRO | | | |
| <input type="checkbox"/> | SPB4000 | T estraibile corto (reg. H 235-280 per altezza 460 / 210-280 per altezza 485, +35mm prof. +25mm largh.) | ◆ |
| <input type="checkbox"/> | SPB4010 | T estraibile lungo (reg. H 210-280 +35 mm profondità/+25 mm larghezza) | € 20 |
| <input type="checkbox"/> | SPB4020 | Bracciolo emiplegico multiregolabile (reg. H 210-280 +35 mm profondità/+25 mm | € 110 |
| LATO SINISTRO | | | |
| <input type="checkbox"/> | SPB4100 | T estraibile corto (reg. H 235-280 per altezza 460 / 210-280 per altezza 485, +35mm prof. +25mm largh.) | ◆ |
| <input type="checkbox"/> | SPB4110 | T estraibile lungo (reg. H 210-280 +35 mm profondità/+25 mm larghezza) | € 20 |
| <input type="checkbox"/> | SPB4120 | Bracciolo emiplegico multiregolabile (reg. H 210-280 +35 mm profondità/+25 mm | € 110 |

Solo versione Junior

Solo per versione Junior

Solo Versione per adulto



SPB2300

No con schienali Matrix

No con schienali Matrix

Solo Versione per adulto

Solo per Junior

Solo Versione per adulto

Solo Versione per adulto

Solo per Junior

Solo Versione per adulto

Solo Versione per adulto

SCEGLI ALTRE OPZIONI SEDUTA

CUSCINO SEDUTA

| | | | |
|----------------------------|---------|--|-------------|
| <input type="checkbox"/> | SPB5000 | ESSENTIAL 375 mm di profondità | |
| <input type="checkbox"/> | SPB5010 | BASIC in schiuma con copertura in nylon - alto 50 mm | ◆ |
| <input type="checkbox"/> | SPB5020 | MatrX Flo-Tech Lite - alto 78 mm | € 135 |
| <input type="checkbox"/> | SPB5030 | MatrX Flo-Tech Image - alto 60 mm | € 200 |
| <input type="checkbox"/> | SPB5040 | MatrX Contour Visco - alto 100 mm - portata 100 Kg | € 110 |
| <input type="checkbox"/> | SPB5042 | Classic Visco 375x400 - Alto 75 mm | € 76 |
| <input type="checkbox"/> | SPB5044 | Classic Visco 405x400 - Alto 75 mm | € 76 |
| <input type="checkbox"/> | SPB5046 | Classic Visco 430x430 - Alto 75 mm | € 76 |
| <input type="checkbox"/> | SPB5048 | Classic Visco 455x400 - Alto 75 mm | € 76 |
| <input type="checkbox"/> | SPB5050 | MatrX Flo-Tech Solution Extra - alto 60 mm | € 629 |
| <input type="checkbox"/> | SPB5070 | MatrX Libra - alto 70 mm | € 629 |
| PROFONDITA' CUSCINO | | | |
| <input type="checkbox"/> | SPB5080 | 400 MM | ○ |
| <input type="checkbox"/> | SPB5085 | 450 MM | ○ |
| <input type="checkbox"/> | SPB5090 | 500 MM | ○ (NC.0656) |

Solo per Junior

Solo Versione per adulto

Solo Versione per adulto

ALTRE OPZIONI

POGGIATESTA

| | | | |
|--------------------------|---------|--|-------|
| <input type="checkbox"/> | SPB5100 | Poggianuca reg.le in H, profondità e inclinazione | € 100 |
| <input type="checkbox"/> | SPB5110 | Poggiatesta reg.le in altezza, profondità, inclinazione, lateralmente con alette parietali reg.li singolarmente - Cod. N.T. 18.09.18.205 | € 150 |
| <input type="checkbox"/> | SPB5120 | Poggiatesta reg.le in altezza, profondità, inclinazione, lateralmente con supporti mandibolari reg.li singolarmente - Cod. N.T. 18.09.18.205 | € 200 |
| <input type="checkbox"/> | SPB5130 | Poggiatesta MatrX imbottitura 250mm per schienale MatrX | € 150 |

Solo Versione per adulto

Solo Versione per adulto

Solo versione per adulto

Solo per schienale MatrX

ACCESSORI PER LA SEDUTA

| | | | |
|--------------------------|---------|------------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | SPB5140 | Pelotte toracali (paio) | € 150 |
| <input type="checkbox"/> | SPB5150 | Cinturino fermapolpacci regolabile | € 20 |

TUBO TENSORE

| | | | |
|--------------------------|---------|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | SPB5160 | Tubo tensore telescopico | ◆ |
| <input type="checkbox"/> | SPB5170 | Tubo tensore fisso | ◆ |

Solo per Junior

Solo Versione per adulto

COLORI

| | | | | | | | |
|--------------------------|---------|----------------|--|--------------------------|---|----------------|--|
| <input type="checkbox"/> | SPB6040 | Grigio grafite |  | <input type="checkbox"/> | SPB6030 | Blu Pop |  |
| <input type="checkbox"/> | SPB6020 | Blu acqua |  | <input type="checkbox"/> | SPB6000 | Nero Antracite |  |
| <input type="checkbox"/> | SPB6010 | Porpora |  | <input type="checkbox"/> | Colore speciale   quotazione su richiesta | | |

| | | 80Kg | 125Kg |
|---------|-------------|------|-------|
| SPA6000 | ANT. BLACK | €1 | €1 |
| SPA6010 | HYP. PURPLE | €1 | €1 |
| SPA6020 | W. BLUE | €1 | €1 |
| SPA6030 | POP BLUE | €1 | €1 |
| SPA6040 | SLATE GREY | €1 | €1 |
| SPA6050 | SPEC. COLOR | €1 | €1 |

COLORE FORCELLE

| | | | |
|--------------------------|---------|----------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | SPB6100 | Forcelle colore nero | ◆ |
| <input type="checkbox"/> | SPB6120 | Forcelle colore Lime | ○ |



SPB6120

SCEGLI RUOTE ANTERIORI

| | | | |
|--------------------------|---------|--------------------------------------|------|
| <input type="checkbox"/> | SPB7000 | 200 x 50 mm (8"x2") Nere piene | ◆ |
| <input type="checkbox"/> | SPB7010 | 200 x 50 mm (8"x2") Nere pneumatiche | € 20 |

SCEGLI LE RUOTE POSTERIORI

| | | | |
|--------------------------|---------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> | SPB7100 | Alber e-fix 355 x 70 mm (14"x27") antiferatura nere - estrazione rapida | € 175 |
| <input type="checkbox"/> | SPB7110 | Alber e-fix 355 x 70 mm (14"x27") pneumatiche nere - estrazione rapida | ◆ |

ANTIRIBALTAMENTO - OBBLIGATORIO

| | | | |
|--------------------------|---------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> | SPB8000 | Antiribaltamento fisso (paio) | ◆ |
| <input type="checkbox"/> | SPB8010 | Antiribaltamento Alber con Jack Function (paio) | € 450 |

ACCESSORI

| | | | |
|--------------------------|---------|------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | SPB8020 | Cintura posturale | € 30 |
| <input type="checkbox"/> | SPB8030 | Ganci per il trasporto | € 50 |
| <input type="checkbox"/> | SPB8100 | Porta bastone | € 20 |
| <input type="checkbox"/> | SPB8200 | Tavolino ribaltabile | € 100 |



SPB8010



SPB8030

Spazio per le vostre annotazioni ed informazioni aggiuntive



* le batterie devono essere rimosse per l'utilizzo della carrozzina come sedile d'auto

Invacare Mecc san s.r.l. Via dei Pini, 62 - 36016 THIENE (VI) - Italy Tel.: +39 0445 380059 Fax: +39 0445 380034

www.invacare.it e-mail: Italia@invacare.com

© 2017 Invacare International Sàrl All rights reserved.

Tutte le informazioni sono aggiornate al momento di andare in stampa. Invacare si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, i dati tecnici e/o le specifiche indicate.