



Küschall® CHAMPION SL

NATA PER
VIAGGIARE

—
FATTA PER
STUPIRE



Kuschall.com



*PIEGHEVOLE E
COMPATTA*

CHAMPION

SL

Scopri la nuova Champion SL. Nuovo design esaltante ed elegante che conferma l'attitudine al viaggio della Champion e si arricchisce di leggerezza e prestazioni eccezionali. Progettata per replicare la rigidità del modello K SL, Champion SL offre il massimo controllo ed una reattività eccezionale per una guida ancora più performante.

*SUPERLEGGERA
E RIGIDA*





Champion SL promette e
mantiene alte prestazioni anche
per gli utenti più esigenti.



Abbiamo riversato tutta la nostra
passione e competenza in ogni dettaglio
di Champion SL. Il nostro obiettivo
era progettare e realizzare una
carrozzina pieghevole e compatta che
non rinunciasse alle alte prestazioni.
Volevamo ottenere il massimo in fatto
di performance, robustezza e stile senza
rinnegare l'essenza del marchio Kuschall.
Questo e non solo è Champion SL.



NATA PER VIAGGIARE FATTA PER STUPIRE

Pensata per uno stile di vita attivo, Champion SL sarà la tua ideale compagna di viaggio. Insieme potrete inseguire le tue passioni e andare alla scoperta di un mondo senza confini.





VIAGGIARE FACILE

Se Champion ti fa viaggiare con facilità, Champion SL lo fa ancora di più! Il suo design è studiato appositamente per agevolare gli spostamenti di varia entità. Basta piegare il telaio e la carrozzina si riduce ai minimi termini per essere riposta anche in spazi ridotti. Vai dove vuoi con Champion SL.





PERFORMANCE SENSAZIONALI

Champion SL è una carrozzina attiva estremamente versatile, costruita con l'obiettivo di massimizzare le prestazioni. Superleggera e robusta è stata studiata con particolare attenzione al rendimento e all'efficienza nella spinta. Tutta la tua forza di traduce in energia in movimento.





UN'OCCHIATA DA VICINO

SUPERLEGGERA

Peso di trasporto 5,9 Kg,
maneggiarla è un gioco da ragazzi.

REATTIVA

Cambi di direzione facili e rapidi,
aderenza e stabilità anche in curva.

FACILE DA TRASPORTARE

Il suo esclusivo sistema di chiusura
semplifica il trasporto e lo stoccaggio.



ERGONOMICA

La sezione del telaio che ricalca
morfologia della mano assicura
la presa durante spostamenti e
cambi di posizione.

TECNOLOGIA HYDROFORMING

Telaio rinforzato per una
maggiore rigidità e una
migliore efficienza durante
la spinta.



**GUARDIA
IL VIDEO**



PERSONALIZZA LA TUA CHAMPION SL

1. COLORE TELAIO

Colori telaio standard



Bianco puro Grigio antracite Nero spaziale



Rosso carminio Blu azzurro

Colori telaio speciali*



Giallo fluorescente Nero lucido Grigio argento Royal Blue



Rosso rubino Arancione dinamite Verde Foresta

*Extra lead time


2. STILE



3. DECALCOMANIA



Rosso Nero



Grigio chiaro Oro Rosso Blu Grigio scuro Nero

4. UNIQUE

Pensa alla tua carrozzina ideale e noi la realizzeremo. Puntiamo a concretizzare il tuo stile, a creare dei modelli che ti rispecchino sia da un punto di vista estetico che funzionale. Tu pensalo, noi lo facciamo.

UNIQUE
Designed by you. Built by us.



Nella foto: ruota Spinergy UNIQUE. Scansiona il QR code per maggiori informazioni.





DATI TECNICI

LARGHEZZA SEDUTA

360 - 480 mm
incrementi di 20 mm



PROFONDITA' SEDUTA

340 - 480 mm
incrementi di 20 mm



LUNGHEZZA GAMBE

320 - 500 mm
Stepless adjustable



ALTEZZA SCHIENALE

300 - 465 mm
incrementi di 15 mm



ANGOLO DELLO SCHIENALE

76° / 80.5° / 85° / 89.5° / 94°



ALTEZZA SEDUTA

Anteriore: 450 - 540 mm
Posteriore: 390 - 490 mm



ANGOLAZIONE DEL TELAIO

75° / 90°
Diritto o con adduzione



CENTRO DI GRAVITA'

8 posizioni



CAMPANATURA

0° / 1° / 3°



LUNGHEZZA TOTALE

75° circa 930 mm
90° circa 830 mm



LARGHEZZA TOTALE

SW + 160 - 240 mm



LUNGHEZZA TOTALE DA PIEGATA

Circa 280 - 340 mm



PESO TOTALE SENZA ACCESSORI

Circa 8.4 kg



PESO SENZA RUOTE

Circa 5.9 kg



PESO MASSIMO UTENTE

100 kg



Tutte le misure e i pesi indicati si riferiscono ad una seduta di larghezza e profondità pari a 400 mm e alla configurazione più leggera e compatta possibile. Questi dati possono variare al variare della configurazione. Per maggiori informazioni consulta il nostro sito.



UNLIMIT YOUR WORLD

Tel.: +39 0445 380059
www.invacare.it
e-mail: italia@invacare.com

INVACARE MECC SAN SRL
Via Marco Corner, 19
36016 Thiene (VI) - ITALY

