

# INVACARE Action 2 Transit Lite

Dati Cliente / Rivenditore autorizzato

Ragione sociale

Indirizzo

Email

Telefono



Dati Utente

Nome & Cognome

Indirizzo

Email

Telefono



p INVACARE Action 2 Transit Lite

La configurazione standard comprende tutti i codici in scheda contrassegnati dal simbolo u

€ 510,00

Codifica consigliata in configurazione standard

12,21,06,045  
12,24,03,121

PESO SENZA RUOTE 10,2 KG

PORTATA MASSIMA 125 KG

## ACTION 2 Transit Lite RUOTE 12" PIENE

- BR1673114 Action2 Transit Lite 40.5 cm
- BR1673115 Action2 Transit Lite 43 cm
- BR1673116 Action2 Transit Lite 45.5 cm
- BR1673117 Action2 Transit Lite 48 cm

## CARATTERISTICHE E DOTAZIONI DI SERIE

- Telaio pieghevole
- Profondità seduta 40 cm
- Altezza seduta da terra regolabile a 51 e 48,5 cm (consegnata a 48,5 cm)
- Tela schienale imbottita con tasca
- Manopole di spinta separate, ergonomiche con forma a Y
- Freni per accompagnatore e per utente
- Schienale pieghevole a metà
- Cintura pelvica con fibbia
- Portapedane estraibili
- Poggiapiedi ribaltabili con striscia ferma tallone
- Braccioli desk imbottiti, estraibili, ribaltabili
- Colore telaio Mocha-marrone
- Ruote posteriori 12" piene NERE
- Ruote anteriori piene 7"x1 1/4 (178x26 mm L40) NERE
- Ganci per trasporto (Crash tested)



## ACCESSORI (forniti separatamente)

	Prezzo Pubblico consigliato
<input type="checkbox"/> 1562005 Pedane elevabile ECO con poggiapiedi ribaltabili 38/40,5 cm (paio)	€ 150
<input type="checkbox"/> 1562006 Pedane elevabile ECO con poggiapiedi ribaltabili 43/45 cm (paio)	€ 150
<input type="checkbox"/> 1562007 Pedane elevabile ECO con poggiapiedi ribaltabili 48 cm (paio)	€ 150
<input type="checkbox"/> AP1656946 Pedane elevabile con poggiapiedi articolato 38/40,5 cm (paio)	€ 290
<input type="checkbox"/> AP1657056 Pedane elevabile con poggiapiedi articolato 43 cm (paio)	€ 290
<input type="checkbox"/> AP1662822 Pedane elevabile con poggiapiedi articolato 45,5cm (paio)	€ 290
<input type="checkbox"/> AP1662823 Pedane elevabile con poggiapiedi articolato 48 cm (paio)	€ 290
<input type="checkbox"/> AP0572-02056 Porta bastone	€ 45
<input type="checkbox"/> AP1673828 Antiribaltamento (paio)	€ 40
<input type="checkbox"/> AP1673830 Poggianuca con tensore SW 40,5 cm	€ 125
<input type="checkbox"/> AP1673831 Poggianuca con tensore SW 43 cm	€ 125
<input type="checkbox"/> AP1673832 Poggianuca con tensore SW 45,5 cm	€ 125
<input type="checkbox"/> AP1673833 Poggianuca con tensore SW 48 cm	€ 125
<input type="checkbox"/> AP1673836 Asta flebo on tensore SW 40,5 cm	€ 120
<input type="checkbox"/> AP1673837 Asta flebo on tensore SW 43 cm	€ 120
<input type="checkbox"/> AP1673838 Asta flebo on tensore SW 45,5 cm	€ 120
<input type="checkbox"/> AP1673839 Asta flebo on tensore SW 48 cm	€ 120

