

# Küschall®

## CHAMPION SL

# onesolution.

**Dati Cliente / Rivenditore autorizzato**

ragione sociale

indirizzo

email

numero di telefono

- DHA0031
- UHA0001
- UHA1260

## NEW CHAMPION SL

Configurazione Std comprensiva di Telaio in Alluminio e spondina parafango fissa in carbonio

### UNIQUE

- DHA0000

Designed by you. Built by us.

Costruzione speciale extra scheda

**Dati Utente**

Nome &amp; Cognome

indirizzo

email

num telefono

Prezzo al pubblico

€ 3.800

quotazione su richiesta


**NEW CHAMPION SL**

Carrozzina ad apertuta sulle ruote posteriori a telaio pieghevole, superleggera. Rispondente integralmente ai requisiti stabiliti dal DPCM sui nuovi Livelli essenziali di Assistenza 2017. Codice NT (configurazione Standard) 12.22.03.012 + aggiuntivi / Codice NT (configurazione Standard) 12.21.06.060 + aggiuntivi. Nr. Repertorio DM 1902860/R. Certificazioni: CE, ISO, MDA, TÜV.

Completa la carrozzina scegliendo tra le altre opzioni disponibili identificate dai simboli sottostanti (tutte le dimensioni hanno una tolleranza di ±10 mm). Presta sempre attenzione alle note a fianco.

Casella da barrare  Configurazione Standard  Opzioni senza sovrapprezzo

**SCEGLI TELAIO E MISURA SEDUTA**

Leggere sempre le note a fianco

TIPO DI TELAIO		
<input type="checkbox"/> DHA1150	75° in alluminio	◆
<input type="checkbox"/> DHA1160	90° in alluminio	○
<input type="checkbox"/> DHA1170	75° in alluminio con adduzione distanza interna telaio anteriore SB-100 mm	€ 165
<input type="checkbox"/> DHA1180	90° in alluminio con adduzione distanza interna telaio anteriore SB-100 mm	€ 165
<b>TELAIO SK (Swiss Knife)</b>		
<input type="checkbox"/> DHA1250	Telaio anteriore pieghevole	€ 520
<b>LARGHEZZA SEDUTA (SW)</b>		
<input type="checkbox"/> DHA1320	360 mm	○
<input type="checkbox"/> DHA1325	380 mm	○
<input type="checkbox"/> DHA1330	400 mm	◆
<input type="checkbox"/> DHA1335	420 mm	○
<input type="checkbox"/> DHA1340	440 mm	○
<input type="checkbox"/> DHA1345	460 mm	€ 50
<input type="checkbox"/> DHA1350	480 mm	€ 50
<b>PROFONDITA' SEDUTA (SD)</b>		
<input type="checkbox"/> DHA1405	340 mm	○
<input type="checkbox"/> DHA1415	360 mm	○
<input type="checkbox"/> DHA1425	380 mm	○
<input type="checkbox"/> DHA1435	400 mm	◆
<input type="checkbox"/> DHA1445	420 mm	○
<input type="checkbox"/> DHA1460	440 mm	○
<input type="checkbox"/> DHA1470	460 mm	○
<input type="checkbox"/> DHA1480	480 mm	○
<b>ALTEZZA SCHIENALE (BH)</b>		
<input type="checkbox"/> DHA1615	300 mm	○
<input type="checkbox"/> DHA1620	315 mm	○
<input type="checkbox"/> DHA1625	330 mm	○
<input type="checkbox"/> DHA1630	345 mm	○
<input type="checkbox"/> DHA1635	360 mm	○
<input type="checkbox"/> DHA1640	375 mm	○
<input type="checkbox"/> DHA1645	390 mm	○
<input type="checkbox"/> DHA1650	405 mm	○
<input type="checkbox"/> DHA1655	420 mm	◆
<input type="checkbox"/> DHA1660	435 mm	○
<input type="checkbox"/> DHA1665	450 mm	○
<input type="checkbox"/> DHA1670	465 mm	○
<b>ALTEZZA Seduta anteriore (FSTF)</b>		
<input type="checkbox"/> DHA1740	450 mm	○
<input type="checkbox"/> DHA1745	460 mm	○
<input type="checkbox"/> DHA1750	470 mm	○
<input type="checkbox"/> DHA1755	480 mm	○
<input type="checkbox"/> DHA1760	490 mm	○
<input type="checkbox"/> DHA1765	500 mm	◆
<input type="checkbox"/> DHA1770	510 mm	○
<input type="checkbox"/> DHA1775	520 mm	○
<input type="checkbox"/> DHA1780	530 mm	○
<input type="checkbox"/> DHA1785	540 mm (solo ruote 5")	○
<b>ALTEZZA Seduta posteriore (RSTF)</b>		
<input type="checkbox"/> DHA1815	390 mm	○
<input type="checkbox"/> DHA1820	400 mm	○
<input type="checkbox"/> DHA1825	410 mm	○
<input type="checkbox"/> DHA1830	420 mm	○
<input type="checkbox"/> DHA1835	430 mm	○
<input type="checkbox"/> DHA1840	440 mm	◆
<input type="checkbox"/> DHA1845	450 mm	○
<input type="checkbox"/> DHA1850	460 mm	○
<input type="checkbox"/> DHA1855	470 mm, solo con ruote da 25" e 26"	○
<input type="checkbox"/> DHA1860	480 mm, solo con ruote da 25" e 26"	○
<b>LUNGHEZZA GAMBE (LLL)</b>		
<input type="checkbox"/> DHA1924	320 mm	○
<input type="checkbox"/> DHA1926	330 mm	○
<input type="checkbox"/> DHA1928	340 mm	○
<input type="checkbox"/> DHA1930	350 mm	○
<input type="checkbox"/> DHA1932	360 mm	○
<input type="checkbox"/> DHA1934	370 mm	○
<input type="checkbox"/> DHA1936	380 mm	○
<input type="checkbox"/> DHA1938	390 mm	○
<input type="checkbox"/> DHA1940	400 mm	○
<input type="checkbox"/> DHA1942	410 mm	○
<input type="checkbox"/> DHA1944	420 mm	○
<input type="checkbox"/> DHA1946	430 mm	◆
<input type="checkbox"/> DHA1948	440 mm	○
<input type="checkbox"/> DHA1950	450 mm	○
<input type="checkbox"/> DHA1952	460 mm	○
<input type="checkbox"/> DHA1954	470 mm	○
<input type="checkbox"/> DHA1956	480 mm	○
<input type="checkbox"/> DHA1958	490 mm	○
<input type="checkbox"/> DHA1960	500 mm	○

Le misure della nuova **Champion 2.0** sono cambiate rispetto ai modelli precedenti. Assicurarsi di prendere sempre le nuove misure.

Peso massimo utente 100 Kg

Il telaio con adduzione non è compatibile con la clip di fissaggio chiusura e disponibile solo per larghezza seduta > 400 mm

Versione SK: solo con telaio diritto e lunghezza gambe LLL > 370 mm.

se LLL 380 mm solo con SD ≥ 400 mm

se LLL 390 mm solo con SD ≥ 380 mm

Larghezza seduta da 480 solo con telaio addotto.

FSTF e ruote posteriori

22": 390 - 440 mm  
24": 390 - 460 mm  
25": 410 - 480 mm  
26": 430 - 490 mm

Angolo telaio da 75° compatibile con differenza tra FSTF - RSTF che va da 0 a 70mm

Angolo telaio da 90° compatibile con differenza tra FSTF - RSTF che va da 30a 100 mm

A seconda della configurazione il poggiatesta può essere montato alto quando:

FSTF > 500 mm e LLL < 400 mm

FSTF ≤ 500 mm e LLL ≤ 350 mm

LLL < 320 mm disponibile solo attraverso MYKüschall

Versione SK solo con UL > 370 mm

**CHAMPION SL**

onesolution.

**SCHIENALE****SCHIENALE REGOLABILE IN INCLINAZIONE E RIBALTABILE**

- DHA2140 Schienale regolabile in inclinazione, ribaltabile con bloccaggio ◆

**TELA SCHIENALE**

- DHA2200 Standard, fissa imbottita ◆
- DHA2220 Tensionabile con Velcro, fodera regolabile nera PREMIUM ○
- DHA2230 Tensionabile con Velcro, imbottita e fodera traspirante Aero Back € 170
- DHA2240 Senza tela schienale ○

**SCHIENALI MATRX**

- DHA2300 MX2 altezza 150mm con sgancio rapido non possibile con SW 480mm (DHA1350) € 809
- DHA2305 MX2 altezza 230mm con sgancio rapido non possibile con SW 480mm (DHA1350) € 809
- DHA2310 MX2 altezza 305mm con sgancio rapido non possibile con SW 480mm (DHA1350) € 809
- DHA2315 MX2 altezza 405mm con sgancio rapido non possibile con SW 480mm (DHA1350) € 809
- DHA2316 Elite deep E2 altezza 160mm con aggancio MINI-SET € 850
- DHA2317 Elite deep E2 altezza 210mm con aggancio MINI-SET € 850
- DHA2318 Elite deep E2 altezza 260mm con aggancio MINI-SET € 850
- DHA2320 Elite deep E2 altezza 310mm con aggancio MINI-SET € 850
- DHA2322 Elite deep E2 altezza 360mm con aggancio MINI-SET € 850
- DHA2325 Elite deep E2 altezza 410mm con aggancio MINI-SET € 850
- DHA2330 Elite deep E2 altezza 460mm con aggancio easy-set € 850
- DHA2331 Elite deep E2 altezza 510mm con aggancio easy-set € 850
- DHA2332 Elite E2 altezza 160mm con aggancio MINI-SET € 809
- DHA2334 Elite E2 altezza 210mm con aggancio MINI-SET € 809
- DHA2335 Elite E2 altezza 260mm con aggancio MINI-SET € 809
- DHA2340 Elite E2 altezza 310mm con aggancio MINI-SET € 809
- DHA2345 Elite E2 altezza 360mm con aggancio MINI-SET non possibile con SW 480mm (DHA1350) € 809
- DHA2350 Elite E2 altezza 410mm con aggancio MINI-SET € 809
- DHA2355 Elite E2 altezza 460mm con aggancio easy-set € 809
- DHA2357 Elite E2 altezza 510mm con aggancio easy-set € 809

**LARGHEZZA SCHIENALI MATRX**

- DHA2360 360 MM ○
- DHA2362 380 MM ○
- DHA2364 410 MM ○
- DHA2366 430 MM ○
- DHA2368 460 MM ○
- DHA2370 480 MM ○
- DHA2372 510 MM ○

**MANOPOLE DI SPINTA**

- DHA2400 Senza manopole di spinta ◆
- DHA2410 Fisse, corte € 40
- DHA2420 Fisse, lunghe € 40
- DHA2430 Regolabili in altezza, con tubi telescopici montati dietro € 160
- DHA2440 Regolabili in altezza, con tubi telescopici integrati su tubo schienale € 165
- DHA2450 Pieghevoli € 165

**SCHIENALE INCLINABILE (RW)**

- DHA2510 76° ○  DHA2570 89,5° ○
- DHA2530 80,5° ○  DHA2590 94° ○
- DHA2550 85° ◆

Se RH < 300 mm non possibile tela schienale standard, non possibile tubo tensore schienale o scegliere senza manopole. La barra stabilizzatrice non può essere montata con le manopole di spinta pieghevoli.

Obbligatorio senza tela schienale nel caso di schienali MatrX.

**matrx**  
MULTIUSUS SERRURE

Senza manopole non possibile con RH < 300 mm.

Tela schienale standard non possibile con manopole lunghe.

**SEDUTA****TELA SEDUTA**

- DHA2600 Standard, fissa in Nylon nero ◆

**OPTIONAL SEDUTA**

- DHA2700 Cuscino seduta standard, 60 mm con visco € 50
- DHA2710 Cuscino MatrX Flo-Tech Lite 78 mm altezza € 135
- DHA2720 Cuscino LIBRA 83 mm altezza € 629
- DHA2740 CLASSIC VISCO CUSHION 375 X 400 MM 75 mm altezza € 80
- DHA2742 CLASSIC VISCO CUSHION 405 X 400 MM 75 mm altezza € 80
- DHA2744 CLASSIC VISCO CUSHION 430 X 430 MM 75 mm altezza € 80
- DHA2746 CLASSIC VISCO CUSHION 455 X 400 MM 75 mm altezza € 80
- DHA2800 Marsupio completo di cinturino con clip di fissaggio € 85

**POGGIAPIEDI**

- DHA3240 Ribaltabile lateralmente, montato in avanti con inserti antiscivolo ○
- DHA3250 Ribaltabile lateralmente, montato indietro con inserti antiscivolo ◆

**STRISCIA FERMA POLPACCIO**

- DHA3320 Montata sul supporto delle forcelle ◆
- DHA3330 Montata sul telaio ○

**matrx**  
MULTIUSUS SERRURE

Cuscino LIBRA non disponibile con profondità seduta < 400 mm; larghezza seduta da 360 mm disponibile SOLO con profondità seduta da 400/420 mm

Telaio diritto: Poggiatesta montato alto non possibile con SW 360 mm  
Telaio addotto: Poggiatesta montato alto non possibile con SW 360 - 400 mm

**CHAMPION SL**

onesolution.

**SPONDINE**

<input type="checkbox"/>	DHA3420	Spondine Paraabiti dritte in carbonio, ribaltabili indietro	○		
<input type="checkbox"/>	DHA3430	Spondine Parafango fisse in carbonio	◆		
<input type="checkbox"/>	DHA3440	Spondine Parafango estraibili e reg.li in H in Carbonio	○	€ 220	Le spondine paraabiti aumentano da 0 a 10 mm la larghezza della seduta, le parafango da 5 a 10 mm.

**BRACCIOLI**

<input type="checkbox"/>	DHA3480	Braccioli Tubolari Regolabili in altezza, estraibili		€ 190	
<input type="checkbox"/>	DHA3490	Braccioli a T Regolabili in altezza, estraibili, ridotti, senza fianchetto, solo con spondine dritte		€ 180	
<b>COLORE TELAIO DI SERIE</b>					
<input type="checkbox"/>	DHA4000	Nero spaziale	○		
<input type="checkbox"/>	DHA4010	Grigio antracite	○		
<input type="checkbox"/>	DHA4020	Bianco candido	○		
<input type="checkbox"/>	DHA4030	Rosso Carminio	○		
<input type="checkbox"/>	DHA4040	Azzurro	○		Colori di serie personalizzabili con decalcomania ed etichetta
<b>COLORE TELAIO SPECIAL</b>					
<input type="checkbox"/>	DHA4060	Giallo Fluo		€ 300	
<input type="checkbox"/>	DHA4100	Nero lucido		€ 300	
<input type="checkbox"/>	DHA4130	Grigio argento		€ 300	
<input type="checkbox"/>	DHA4170	Arancione dinamite		€ 300	Colori telaio SPECIAL personalizzabili solo con etichetta. + 10 giorni tempi di consegna
<input type="checkbox"/>	DHA4145	Pearl Night Blue		€ 300	
<input type="checkbox"/>	DHA4180	Verde foresta		€ 300	
<input type="checkbox"/>	DHA4150	Rosso rubino		€ 300	
<input type="checkbox"/>	DHA4050	Personale, su richiesta		Preventivo	
<input type="checkbox"/>	DHA4070	Viola atomico		€ 300	

**STILE**

<input type="checkbox"/>	DHA4190	Decalcomania	○		
<input type="checkbox"/>	DHA4197	Senza etichetta o decalcomania	○		
<b>COLORE DECALCOMANIA</b>					
<input type="checkbox"/>	DHA4200	Nero		€ 150	
<input type="checkbox"/>	DHA4210	Grigio scuro		€ 150	
<input type="checkbox"/>	DHA4220	Grigio chiaro		€ 150	
<input type="checkbox"/>	DHA4230	Rosso		€ 150	
<input type="checkbox"/>	DHA4240	Blu		€ 150	
<input type="checkbox"/>	DHA4250	Oro		€ 150	
<b>COLORE ETICHETTA</b>					
<input type="checkbox"/>	DHA4300	Nera	○		
<input type="checkbox"/>	DHA4310	Rossa	◆		

**RUOTE****RUOTE ANTERIORI**

<input type="checkbox"/>	DHA5000	3" Supersport	○		
<input type="checkbox"/>	DHA5050	4" Everyday, gomma nera	○		
<input type="checkbox"/>	DHA5100	4" Comfort, gomma nera	○		
<input type="checkbox"/>	DHA5150	4" Starec cerchio nero	€ 115		
<input type="checkbox"/>	DHA5200	4" FrogLegs Cerchio Nero	€ 115		
<input type="checkbox"/>	DHA5250	4" FrogLegs Cerchio Argento	€ 115		
<input type="checkbox"/>	DHA5300	5" Everyday, gomma nera	○		
<input type="checkbox"/>	DHA5350	5" Comfort, gomma nera	◆		
<input type="checkbox"/>	DHA5400	5" Starec cerchio nero	€ 115		
<input type="checkbox"/>	DHA5450	5" FrogLegs Cerchio Nero	€ 115		
<input type="checkbox"/>	DHA5500	5" FrogLegs Cerchio Argento	€ 115		

**CENTRO DI GRAVITA'**

<input type="checkbox"/>	DHA6100	1a posizione - 102mm <i>Più Attiva!</i>	○		
<input type="checkbox"/>	DHA6110	2a posizione - 90,5mm	○		
<input type="checkbox"/>	DHA6120	3a posizione - 79mm	○		
<input type="checkbox"/>	DHA6130	4a posizione - 67,5mm	○		
<input type="checkbox"/>	DHA6140	5a posizione - 56mm	◆		
<input type="checkbox"/>	DHA6150	6a posizione - 44,5mm	○		
<input type="checkbox"/>	DHA6160	7a posizione - 33mm	○		
<input type="checkbox"/>	DHA6170	8a posizione - 21,5mm	○		
<input type="checkbox"/>	DHA6180	9a posizione - 10mm <i>Più stabile!</i>	○		

**PERNO TETRA CLIP**

<input type="checkbox"/>	DHA6300	Asse ad estrazione rapida per ruote posteriori Tetra clip		€ 125	
--------------------------	---------	---	--	-------	--

**DIAMETRO RUOTE POSTERIORI**

<input type="checkbox"/>	DHA6410	24"	◆		
<input type="checkbox"/>	DHA6420	25"	○		
<input type="checkbox"/>	DHA6430	26"		€ 170	

**TIPO RUOTA POSTERIORE**

<input type="checkbox"/>	DHA6500	24" Ruote Active (solo con corrimano in alluminio), raggi radiali neri, cerchio nero	◆		
<input type="checkbox"/>	DHA6510	24" - 26" küschall Starec raggi crociati neri (solo per 24"), mozzo starec grigio, cerchio nero	€ 110		
<input type="checkbox"/>	DHA6520	24" - 25" High Performance con mozzo Starec nero, raggi crociati neri e cerchio nero	€ 290		
<input type="checkbox"/>	DHA6550	24" - 25" Spinerly LXX - 18 raggi diametro 3 mm, tutto nero	€ 650		

**COPERTONI**

<input type="checkbox"/>	DHA6600	24" Maxxis Lite Guard, pneumatiche	◆		
<input type="checkbox"/>	DHA6625	24"-25"-26" Maxxis Alpha Protect - Antiforatura con doppio strato	€ 85		
<input type="checkbox"/>	DHA6630	24" - MBL Speedlite - Copertone superleggero antiforatura con rete in acciaio	€ 95		
<input type="checkbox"/>	DHA6660	24" scolpito, pieno, nero	€ 60		

**CORRIMANO**

<input type="checkbox"/>	DHA6700	24" - 26" SUPERGRIPP, 30 mm regolabile anche 40 mm		€ 150	
<input type="checkbox"/>	DHA6710	24" - 26" Acciaio, solo a 30 mm		€ 100	
<input type="checkbox"/>	DHA6720	24" Titanio, solo a 30 mm regolabile anche a 40 mm		€ 220	
<input type="checkbox"/>	DHA6740	24" <b>Carbolife Gekko</b> montato 30 mm regolabile anche a 40 mm		€ 340	
<input type="checkbox"/>	DHA6750	24" <b>Carbolife Gekko S</b> , a 30 mm		€ 340	
<input type="checkbox"/>	DHA6760	24" <b>Carbolife Curvel</b> a 30 mm regolabile a 40 mm		€ 340	
<input type="checkbox"/>	DHA6770	24" <b>Carbolife Quadro</b> , a 30 mm regolabile a 40 mm		€ 340	
<input type="checkbox"/>	DHA6780	24" - 25" - 26" Light Alu, grigio 30 mm, regolabile anche a 40 cm	◆		
<input type="checkbox"/>	DHA6790	24" - 25" - 26" Light Alu, NERO, 30 mm		€ 120	

Ruote da 3" con FSTF < 530 mm  
Ruote da 4" solo con FSTF < 540 mm.

Regolazioni & posizioni Centro di gravità COG



Asse Tetra clip non compatibile con le ruote Spinerly

Ruote Active non compatibili con copriraggi

Copertone pieno non possibile con Ruote High Performance o Spinerly LXX.



**CHAMPION SL**

onesolution.

<b>CAMPANATURA</b>		
<input type="checkbox"/>	DHA6820 Campanatura 0°	○
<input type="checkbox"/>	DHA6830 Campanatura 1°	○
<input type="checkbox"/>	DHA6840 Campanatura 3°	○
Campanatura 3° no con freni performance.		
<b>COPRIRAGGI</b>		
<input type="checkbox"/>	DHA6900 22" - 24" - 26" Trasparenti	€ 100
<b>CINTURINO DI CHIUSURA</b>		
<input type="checkbox"/>	DHA7000 Cinturino di fissaggio chiusura con Strapp	€ 30
<input type="checkbox"/>	DHA7010 Cinturino di fissaggio chiusura con Clip	€ 30
<b>CORDONCINO DI APERTURA</b>		
<input type="checkbox"/>	DHA7100 Cordoncino di apertura (per aprire anteriormente la carrozzina)	◆
<b>SICUREZZA &amp; ACCESSORI</b>		
<b>FRENI</b>		
<input type="checkbox"/>	DHA7200 Freno a trazione	○
<input type="checkbox"/>	DHA7210 Freno a spinta, leva piegata	◆
<input type="checkbox"/>	DHA7220 Freno a spinta, leva dritta	○
<input type="checkbox"/>	DHA7230 Freno <b>Performance</b>	€ 90
<input type="checkbox"/>	DHA7240 Freno <b>Active</b>	€ 90
<input type="checkbox"/>	DHA7250 Freno <b>Light Active</b>	€ 210
<b>PROLUNGA FRENO</b>		
<input type="checkbox"/>	DHA7300 Prolunga leva freno per leva dritta	€ 55
<b>ANTIRIBALTAMENTO</b>		
<input type="checkbox"/>	DHA7500 Antiribaltamento Lato destro	€ 120
<input type="checkbox"/>	DHA7510 Antiribaltamento Lato sinistro	€ 120
<input type="checkbox"/>	DHA7520 Antiribaltamento ambo i lati	€ 200
<b>CINTURE</b>		
<input type="checkbox"/>	DHA7800 Cintura pelvica con chiusura a scatto	€ 60
<input type="checkbox"/>	DHA7810 Bodypoint Evoflex 2 punti, S	€ 145
<input type="checkbox"/>	DHA7820 Bodypoint Evoflex 2 punti, M	€ 145
<input type="checkbox"/>	DHA7830 Bodypoint Evoflex 2 punti, L	€ 145
<b>ACCESSORI</b>		
<input type="checkbox"/>	DHA7900 Catarifrangenti montati sui raggi	€ 110
<input type="checkbox"/>	DHA7910 Catarifrangenti (forniti a parte)	€ 60
<input type="checkbox"/>	DHA8010 Protezioni anteriori del telaio (2 pezzi) in Nylon imbottito nero	€ 60
<input type="checkbox"/>	DHA8100 Aiuto ribaltamento, lato dx	€ 65
<input type="checkbox"/>	DHA8200 Porta bastone, lato dx	€ 75
<input type="checkbox"/>	DHA8300 Ruote da 3" antibarriera solo in combinazione con doppio antiribaltamento	€ 200
<input type="checkbox"/>	DHA8550 Set utensili	€ 25
<input type="checkbox"/>	DHA8650 Borsa per ruote	€ 95
<input type="checkbox"/>	DHA8680 Ruote complete Mountain Bike da 24" con corrimano in alluminio, perni e borsa	€ 480
<input type="checkbox"/>	DHA8700 Borsa morbida per trasporto Kuschall Champion con ruote	€ 280
<input type="checkbox"/>	DHA8750 Borsa rigida per trasporto Kuschall Champion SK	€ 330
<input type="checkbox"/>	DHA8800 Cinturino poggiapalcio body point	€ 95
<input type="checkbox"/>	DHA8850 Borsa bodypoint	€ 100




Possibili solo 2 accessori per lato: antiribaltamento, aiutiribaltamento, ruote passaggi stretti, porta bastone.

Attenzione: la borsa rigida per Champion SK non è compatibile quando la carrozzina monta:  
 - spondine parafango fisse  
 - manopole fisse  
 - manopole regolabili in altezza  
 - schienali matrix

**CHAMPION SL**

onesolution.

**UNIQUE**

Designed by you. Built by us.

**CUCITURE COLORATE per tela schienale AERO BACK (DHA2230)**

<input type="checkbox"/> UHA2241	Giallo Neon	€ 170	<input type="checkbox"/> UHA2244	Bianco	€ 170
<input type="checkbox"/> UHA2242	Rosa Neon	€ 170	<input type="checkbox"/> UHA2245	Rosso	€ 170
<input type="checkbox"/> UHA2243	Blu	€ 170	<input type="checkbox"/> UHA0002	Colore speciale inserire RAL	quotazione su richiesta

**RICAMO per tela schienale AERO BACK (DHA2230)**

<input type="checkbox"/> UHA2246	Faccina Emoticon Smile	€ 260	<input type="checkbox"/> UHA2250	Cactus	€ 260
<input type="checkbox"/> UHA2248	Viaggiatore	€ 260	<input type="checkbox"/> UHA2251	Logo Kuschall colorato	€ 260
<input type="checkbox"/> UHA2249	Fiori di ciliegio	€ 260	<input type="checkbox"/> UHA0003	Ricamo personalizzato	quotazione su richiesta

Per il Logo Kuschall ricamato, specificare il RAL

**RICAMO con effetto vellutato per AERO BACK (DHA2230)**

<input type="checkbox"/> UHA2253	Faccina Emoticon Smile	€ 120	<input type="checkbox"/> UHA2257	Cactus	€ 120
<input type="checkbox"/> UHA2255	Viaggiatore	€ 120	<input type="checkbox"/> UHA2259	Tavolozza colori	€ 120
<input type="checkbox"/> UHA2256	Fiori di ciliegio	€ 120	<input type="checkbox"/> UHA0003	Ricamo personalizzato	quotazione su richiesta

**CUCITURE COLORATE per tela seduta standard (DH2600)**

<input type="checkbox"/> UHA2602	Giallo Neon	€ 170	<input type="checkbox"/> UHA2605	Bianco	€ 170
<input type="checkbox"/> UHA2603	Rosa Neon	€ 170	<input type="checkbox"/> UHA2606	Rosso	€ 170
<input type="checkbox"/> UHA2604	Blu	€ 170	<input type="checkbox"/> UHA0005	Colore speciale inserire RAL	quotazione su richiesta

**SPONDINE TRASPARENTI DIRITTE (DHA3405)**

<input type="checkbox"/> UHA3422	Trasparente	€ 700	<input type="checkbox"/> UHA3426	Rosso NEON	€ 700
<input type="checkbox"/> UHA3423	Blu trasparente	€ 700	<input type="checkbox"/> UHA0006	Colore speciale inserire RAL	quotazione su richiesta
<input type="checkbox"/> UHA3424	Giallo NEON	€ 700	<input type="checkbox"/> UHA0007	Design personalizzato	quotazione su richiesta
<input type="checkbox"/> UHA3425	Arancione NEON	€ 700	<input type="checkbox"/>		

**NUOVI COLORI TELAIO**

<input type="checkbox"/> UHA4101	Lucido a specchio	€ 1.050	<input type="checkbox"/> UHA4104	Viola prugna	€ 750
<input type="checkbox"/> UHA4102	Verde pastello	€ 750	<input type="checkbox"/> UHA4105	Salmone	€ 750
<input type="checkbox"/> UHA4103	Blu cielo	€ 750	<input type="checkbox"/> UHA0008	Colore speciale inserire RAL	quotazione su richiesta
<input type="checkbox"/> UHA4066	Finitura effetto SMALTO per i nuovi colori	€ 590			

**COLORE DECALCOMANIA**

<input type="checkbox"/> UHA4252	Giallo NEON	€ 215	<input type="checkbox"/> UHA4255	Rosa NEON	€ 215
<input type="checkbox"/> UHA4253	Verde NEON	€ 215	<input type="checkbox"/> UHA4256	Rosso NEON	€ 215
<input type="checkbox"/> UHA4254	Arancione NEON	€ 215	<input type="checkbox"/> UHA0009	Colore speciale inserire RAL	quotazione su richiesta

**COLORE MOZZO per ruote anteriori FROGLEGS cod. 5200 e 5450**

<input type="checkbox"/> UHA5502	Rosa	€ 250	<input type="checkbox"/> UHA5507	Viola	€ 250
<input type="checkbox"/> UHA5504	Arangione	€ 250	<input type="checkbox"/> UHA5508	Rossa	€ 250
<input type="checkbox"/> UHA5506	Blu	€ 250	<input type="checkbox"/> UHA5509	Oro	€ 250

**TIPO DI CUSCINETTO per forcelle anteriori da 4" e 5"**

<input type="checkbox"/> UHA5510	Cuscinetti ceramici per le ruote anteriori 4" e 5"	€ 390			
----------------------------------	--	-------	--	--	--

**TIPO RUOTA POSTERIORE**

<input type="checkbox"/> UHA6551	24" - 25" Spinergy LITE EXTREME LX - Colori UNIQUE disponibili	€ 1.510			
<input type="checkbox"/> UHA6552	24" - 25" Spinergy LITE EXTREME X-LACED XLX - Colori UNIQUE disponibili	€ 1.580			
<input type="checkbox"/> UHA6553	24" - 25" Spinergy X-LACED SPORT LITE EXTREME XSXL - Colori UNIQUE disponibili	€ 1.680			
<input type="checkbox"/> UHA6554	24" - 25" Spinergy CARBON FIBER CLX - Colori UNIQUE disponibili	€ 1.915			

**COLORE CERCHIONE ANODIZZATO solo per Spinergy**

<input type="checkbox"/> UHA6557	Blu	€ 135	<input type="checkbox"/> UHA6560	Arancione	€ 135
<input type="checkbox"/> UHA6558	Oro	€ 135	<input type="checkbox"/> UHA6561	Rosso	€ 135
<input type="checkbox"/> UHA6559	Verde	€ 135	<input type="checkbox"/> UHA6562	Viola	€ 135

**COLORE MOZZO ANODIZZATO solo per Spinergy**

<input type="checkbox"/> UHA6563	Blu	€ 135	<input type="checkbox"/> UHA6567	Arancione	€ 135
<input type="checkbox"/> UHA6564	Oro	€ 135	<input type="checkbox"/> UHA6568	Rosso	€ 135
<input type="checkbox"/> UHA6565	Argento	€ 135	<input type="checkbox"/> UHA6569	Viola	€ 135
<input type="checkbox"/> UHA6566	Verde	€ 135			

**COLORE RAGGI solo per Spinergy**

<input type="checkbox"/> UHA6570	Blu	€ 135	<input type="checkbox"/> UHA6574	Rosso	€ 135
<input type="checkbox"/> UHA6571	Verde	€ 135	<input type="checkbox"/> UHA6575	Viola	€ 135
<input type="checkbox"/> UHA6572	Arancione	€ 135	<input type="checkbox"/> UHA6576	Bianco	€ 135
<input type="checkbox"/> UHA6573	Rosa	€ 135	<input type="checkbox"/> UHA6577	Giallo	€ 135

**TIPO DI CUSCINETTO solo per Spinergy**

<input type="checkbox"/> UHA6579	Cuscinetti ceramici per le ruote posteriori	€ 300			
----------------------------------	---	-------	--	--	--

**PERSONALIZZAZIONE KIT UNIQUE**

<input type="checkbox"/> UHA6960	KIT UNIQUE 1 - Colore forcelle	€ 310			
<input type="checkbox"/> UHA6579	KIT UNIQUE 2 - Colore forcelle, supporto schienale e corrimano	€ 450			

**COLORI PREMIUM ANODIZZATI PER IL KIT UNIQUE**

<input type="checkbox"/> UHA6963	Rosso	○	<input type="checkbox"/> UHA6968	Oro	○
<input type="checkbox"/> UHA6964	Viola	○	<input type="checkbox"/> UHA6969	Chamagne	○
<input type="checkbox"/> UHA6965	Rame	○	<input type="checkbox"/> UHA6970	Rosa	○
<input type="checkbox"/> UHA6966	Verde	○	<input type="checkbox"/> UHA6971	Blu	○
<input type="checkbox"/> UHA6967	Arancione	○	<input type="checkbox"/> UHA6972	Finitura a specchio	○

**UNIQUE**  
Designed by you. Built by us.onesolution.  
one order. one delivery. onesolution**3D VISUALIZER**

Kuschall matix BIP Bodypoint



Yes, you can.