

alber[®]

erivo[®]



Insieme senza confini

erivo – L'elettronica pieghevole



www.alber.de



erivo è la scelta giusta se:

- ✓ ti piace viaggiare e ti serve un prodotto pratico da portare con te
- ✓ hai una mobilità ridotta e hai bisogno di supporto nella vita quotidiana
- ✓ vuoi la tua indipendenza
- ✓ vuoi fare strada in assoluta sicurezza
- ✓ hai bisogno anche solo temporaneamente di una elettronica compatta che agevoli la tua mobilità
- ✓ ami un design moderno ed elegante
- ✓ cerchi una carrozzina adatta sia per l'interno che per l'esterno

Parti e vai - dove vuoi con erivo

Compagni in ogni avventura

Provala subito!

Essere indipendente, autonomo, uscire con gli amici, godersi il sole al parco con la famiglia, partire per un viaggio tanto atteso col partner: erivo è con te. erivo si chiude con un gesto e diventa piccola così da essere riposta facilmente su ogni mezzo di trasporto. Tu continua a sognare la meta, al percorso ci pensa erivo



elegante & pratica.

DESIGN

In gran forma.

erivo è come la vedi: dinamica e contemporanea. Il suo stile elegante, l'abbinamento dei colori, i materiali di alta qualità le conferiscono uno stile moderno e accattivante.

- ✓ **Bicolore**
Finiture in color champagne nero opaco
- ✓ **Design sportivo e robusto**

COMFORT

Comoda.

Uno degli elementi essenziali in una carrozzina è la comodità. erivo ha un'ergonomia ben studiata e realizzata con materiali di qualità e processi all'avanguardia.

- ✓ **Ergonomica**
Seduta comoda
- ✓ **Materiale traspirante**

Scorrevole.

Le sospensioni posteriori abbinata alle ruote pneumatiche assicurano un elevato comfort di guida. Le ruote anteriori antiforatura agevolano il superamento di piccoli ostacoli

- ✓ **Sospensioni e ruote pneumatiche posteriori**
12.5"
- ✓ **Ruote anteriori antiforatura**
8"



essenziale & pieghevole.

MOVIMENTO

Guida intuitiva.

Il comando dalle funzionalità intuitive offre un controllo della velocità preciso. Questo permette di muoversi con sicurezza sia in spazi ristretti che all'aperto.

- ✓ Controllo semplice e preciso
- ✓ Selezione continua della velocità

Autonomia.

La potente batteria è collocata sotto la seduta e si può sfilare agevolmente. La batteria si può caricare anche senza smontarla. Per la carica totale servono solo 6 ore.

- ✓ Massima carica in 6 ore
- ✓ Autonomia 18/35 km*

PRATICITÀ

Chiusura intelligente.

Basta un semplice movimento per aprire e chiudere erivo. Una volta piegata occupa circa lo spazio di una valigia e la puoi portare con te ovunque.

- ✓ Si piega con un gesto
- ✓ Facile da riporre

Comando, braccioli e poggiatesta.

erivo si adatta a tutte le situazioni grazie al comando snodato e ai braccioli ribaltabili. Ciò permette di avvicinarsi ai tavoli e di salire e scendere con estrema facilità. Il poggiatesta è ribaltabile e regolabile in lunghezza.

- ✓ Poggiatesta regolabile in lunghezza
- ✓ Braccioli ribaltabili e comando snodato



* L'autonomia dipende da vari fattori come la temperatura, le condizioni del tragitto, il peso del passeggero e la pressione degli pneumatici. Testato secondo procedura ISO 7176-4 TÜV Süd test procedure.

Per chi ha la sindrome del viaggiatore.

Con te nei tuoi luoghi del cuore..

erivo con te sempre, durante le tue attività quotidiane e, grazie alle sue dimensioni di trasporto ridotte, con te anche in ogni viaggio piccolo o grande che sia. Che si tratti di una vacanza programmata o di una gita improvvisata erivo ti farà sentire sempre pronto. Non preoccuparti se la batteria si scarica, basano solo 6 ore per ricaricarla del tutto. Nulla ti può fermare



Portala in aereo con te

La batteria al litio (11Ah) di piccole dimensioni è conforme alla normativa IATA e può essere portata in aereo



Auto



Aereo



Bus



Nave



Treno



Caravan

Insieme senza confini.

Aperti all'avventura.

Apri e chiudi con un solo movimento. Erivo si ripone facilmente in ogni mezzo di trasporto. Quindi non fermarti ma parti alla scoperta di nuove mete o trova rifugio nei posti a te cari senza preoccupazioni. Goditi il viaggio.

In fase di progettazione abbiamo dato particolare attenzione in al tuo comfort. Le sospensioni, le ruote maggiorate posteriori e la seduta ergonomica ti faranno viaggiare in completo relax.



”

Sono rimasta impressionata da erivo, è bella e facile da usare.

Karin G. from Dusseldorf

Mi è sempre piaciuto trascorrere del tempo all'aperto e fare gite con la mia famiglia. Di recente ho sofferto di vertigini e non me la sentivo più di camminare. Grazie ad erivo ora posso continuare a godermi le uscite in compagnia senza preoccupazioni

**Gero H. from Obersulzbach/
Austria**

“



Perfettamente equipaggiata.

Per fare in modo che erivo si adatti perfettamente al tuo stile di vita e perchè sia facile da utilizzare, abbiamo dato la priorità alla qualità dei materiali e dei componenti.

COMPONENTI

Soluzioni intelligenti.

Sospensioni e comfort



Poggiapiedi
Ribaltabile e regolabile in altezza

Comoda

L'ergonomia della seduta è garantita da una base rigida e da un cuscino traspirante.



Protezione dagli spruzzi
Il grado di protezione IPx4 garantisce l'utilizzo anche sotto la pioggia senza alcun problema.

Telaio robusto


Il telaio in alluminio di alta qualità combina sicurezza, resistenza e durevolezza.



Ruote anteriori antiforatura
Le ruote anteriori permettono di superare piccoli ostacoli in modo agevole.



Sospensioni e comfort
Le sospensioni indipendenti sulle ruote posteriori garantiscono la comodità anche su terreni accidentati.



Sgancio rapido
Passa con facilità dalla modalità di guida a quella manuale con un semplice gesto.



Tasca capiente
Dotata di una pratica tasca capiente posta dietro lo schienale.



Indoor




Outdoor

COMANDO

Muoviti facile.

erivo si accende e si spegne con un semplice tocco. Il comando intuitivo permette una guida facile e precisa adatta a tutte le situazioni. La velocità può essere regolata in continuo.

erivo è a suo agio anche in spazi ristretti, quindi è adatta sia all'uso interno che all'esterno



Dati tecnici

erivo R10

Peso totale

Peso di trasporto senza batteria	29 kg
Peso massimo utente	150 kg

Batteria

Peso batteria	2,4 kg
Caricabatteria	2 A / IP54
Tempo di carica	circa 6 ore con batteria in sede o staccata

Dimensioni

Aperta	61x104x104 cm (l x p x h)
Chiusa	61x53x79 cm (l x p x h)
Seduta	larghezza seduta 45 cm/profondità 47 cm/altezza schienale 45 cm

Stato di carica e
selettore di velocità

Pulsante on/off

Joystick intuitivo

Claxon

In evidenza.



erivo R10
6 kmh

Fa strada.

erivo ha un'autonomia di circa 20 km. La carrozzina è dotata di una batteria al litio da 11 Ah e relativo caricabatteria.

La batteria è conforme alle norme IATA per il trasporto aereo.



Accessori

01. Kit luci di posizione


- Livello di illuminazione 45 LUX
- IPX4 protezione agli spruzzi
- Durata luci circa 6.5 ore
- Doppio clic per accendere
- Le luci anteriori e posteriori si caricano con cavo USB direttamente dal tuo PC usando il caricabatterie dello smartphone (caricabatterie non incluso)
- Kit composto da 2 luci anteriori e 2 posteriori più un cavo USB

02. Portabastone

- Porta bastone con cinghia di fissaggio

03. Comando accompagnatore

- Semplice ed ergonomico
- La velocità si regola in continuo
- In azione quando è attivata la funzione "accompagnatore"



*In conformità con la ISO 7176 la portata dipende dal terreno, dalla velocità, dal peso dell'utente e dalla temperatura



Garanzia Alber.

Muoviti facile.

Alber è notoriamente leader nel campo della mobilità e vanta ben 35 anni di esperienza nel settore. Dalla progettazione alla realizzazione di prodotti affidabili che facilitano la vita ad innumerevoli persone, Alber ti segue ovunque.

www.alber.de



erivo – L'elettronica pieghevole.

erivo è marcata CE e conforme al Regolamento Europeo sui Dispositivi Medici (MDR) 2017/745 ed è testata e certificata TÜV Süd, secondo l'edizione attualmente riconosciuta della norma EN 12184.

I nostri standard di qualità, la tua sicurezza

La nostra azienda è certificata in conformità con l'attuale standard di qualità ISO 13485 relativo ai dispositivi medici. Garantiamo un processo di fabbricazione ecologicamente responsabile e certificato, in conformità con la ISO 14001.

10.0001.6.01.02 Version 09/2024 © Alber GmbH, Albstadt.
Subject to technical changes.



Yes, you can.®

Invacare Mecc San s.r.l.

Via Marco Corner 19

36016 THIENE (VI) - Italy

Telefono: +39 0445 380059

italia@invacare.com

www.invacare.it

