



erivo®



Informazioni generali

SCHEDA TECNICA FEBBRAIO 2025

Ragione sociale

Nome utente

mail



Alber Erivo è la prima carrozzina elettronica pieghevole made in Alber. Le batterie al litio di ultima generazione, segno distintivo di tutti i prodotti Alber, in combinazione con l'elettronica programmabile Linx, permettono prestazioni superiori adatte anche per lunghi tragitti in esterno. Il sistema di chiusura imperniato nel robusto telaio in alluminio garantisce un facile utilizzo sempre in completa sicurezza. Sospensioni indipendenti sulle ruote posteriori di diametro maggiorato completano il prodotto esclusivo e di alta gamma.

Rispondente ai requisiti stabiliti dal DPCM sui nuovi Livelli essenziali di Assistenza 2017.

Codice NT (configurazione Standard) 12.23.06.009 Repertorio DM: 2741463/R



Erivo cod. 1594813

Peso complessivo	29,7 Kg	Sospensioni	Posteriori indipendenti	Diametro ruote post	12,5" pneumatic
Velocità regolabile	Da 1,5 a 6km/h	Potenza massima	250 W x 2	Batteria (2,4 Kg)	11 Ah Ioni di litio
Portata max utente	150 Kg	Luce da terra	50 mm	Tested by TUV	EN12184
Autonomia	Fino a 15 Km	Potenza centralina	60 Ah	Certificazione	MDR 2017/745
Pendenza max	Fino al 10,5%	Dimensioni da chiusa	62x53xh80	Seduta (L x P)	45 x 47 cm



Accessori disponibili

- Istruzioni per montaggio comando a SX
- Doppio comando accompagnatore € 250
- Sistema luci indipendente (anteriore e posteriore) € 180
- Porta bastone € 50

